




TurnTableSoft

SystemRoMedic



Esimerkkejä käyttötilanteista

TurnTableSoft

SystemRoMedic™ kääntölevy

TurnTableSoft on pehmeä kääntölevy, joka helpottaa kääntymistä istuma-asennossa esimerkiksi tuolilla, sängyllä tai autonistuimella.

- TurnTableSoft, **5086**, halkaisija Ø 45 cm
- TurnTableSoft, **5087**, halkaisija Ø 40 cm
- Max. kuormitus (SWL): 150 kg

