

### Mover Aqua

Mover Aqua er en forflytningsplatform, der er designet til at sikre en skånsom og komfortable forflytning af borgere/patienter. Mover Aqua har en smal basisramme og dobbelte styrehjul, der gør det nemt at manøvrere på begrænset plads. Mover Aqua har en stabil platform og komfortable siddepuder, og kan grundet sit specielle design, med PU-sæder samt stel af rustfrit stål anvendes i brusebadet.

Kan anvendes i badet

De **ERGONOMISKE GREB** sikrer en nem håndtering af Mover Aqua

Den **FASTE OG SMALLE BASISRAMME** gør Mover Aqua nem at manøvrere med, selv på snævre steder, hvilket også er en ved opbevaring

Det **LAVE TRIN** gør det nemmere for borgeren/patienten at løfte sine op på platformen

De 3 **TVÆRSTÆNGER** er placeret i forskellig højde og giver derfor borgeren/patienten en større fleksibilitet i forbindelse med forflytningen

**POLSTREDE SÆDER** giver komfort og er lette at folde ud

Den store kontaktflade på **BENSTØTTERNE** sikrer en god komfort uanset borgerens/patientens højde og forhindrer samtidig uensigtsmæssige tryk på underbenene

De **DOBBELTE STYREHJUL** giver en større kontakt til underlaget og gør det dermed lettere at manøvrere med Mover Aqua



#### Tekniske specifikationer

Model	Mover Aqua, HMI: 118857
Maks. brugervægt	Max. 150kg
Egenvægt	28 kg
Udvendige bredde Trin	635 mm
bredde	380 mm
Højde	1070 mm Sædehøjde: 800 mm
Længde	960 mm