


# Mover Aqua

## FORFLYTNINGSPLATFORM

Mover er en forflytningsplatform, der er designet til at sikre bekvem og ubesværet forflytning inden døre og/eller på et glat underlag. Den er let at anvende og hjælper med til at forflytte brugeren på en sikker og bekvem måde. Mover har en smal basisramme og dobbelte styrehjul, der gør det nemt at manøvrere selv på begrænset plads. Mover har en stabil platform og komfortable sædepuder, og da der hele tiden er øjenkontakt med plejepersonen, kan brugeren føle sig veltilpas og tryk. Mover Aqua er specielt designet til anvendelse ved/i brusebad. PU-sæder sikrer i kombination med udformningen i rustfrit stål, at dette er muligt. Det er samtidig blevet lettere at sikre, at hygiejnen er i orden.



## Tekniske specifikationer

Art.nr.	HMI-Nr.	Produkt	Maks. brugervægt	Bredde - udvendig	Bredde - trin	Højde	Længde	Sædehøjde	Vægt
53-301	118857	Forflytningsplatform Mover Aqua	150 kg	635 mm	380 mm	1070 mm	960 mm	800 mm	28 kg

Vil du gerne vide mere?  
Kontakt os på tlf. T: +45 70 22 43 41  
Direct Healthcare Group Denmark A/S  
Bredgade 45 | Denmark Industrigatan 2  
DK-7400 Herning Denmark