

MiniLift160EE

SystemRoMedic™

Maks. last
160 kg



En unik løsning for aktiv sittende-til-stående – fire tilgjengelige varianter

MiniLift160 er en mobil sittende-til-stående løfter som brukes, i kombinasjon med en spesialtilpasset løftevest, til å hjelpe brukere med nedsatt funksjonsevne når de skal reise seg fra sittende til stående posisjon. MiniLift160 har en konstruksjon som gir en fullstendig unik og særdeles komfortabel sittende-til-stående opplevelse. Løfteren er også kompakt og praktisk, og svært lett å manøvrere. Disse egenskapene og muligheten til å justere innstillingene for en optimal tilpasning for hver bruker, gjør den svært nyttig på de fleste steder og i de fleste situasjoner. MiniLift160 tilbyr en unik kombinasjon av funksjonalitet, ytelse og kvalitet i forhold til prisen. En mer økonomisk løsning er det vanskelig å finne!

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

MiniLift160EE

Særdeles komfortabel, aktiv sittende-til-stående med naturlig bevegelsesmønster

MiniLift160 er utviklet for å assistere en bruker så forsiktig og komfortabelt som mulig når han eller hun reiser seg fra sittende til stående posisjon. Håndtaket og sidestøttene gir brukeren flere muligheter til plassering av hendene for brukeren. Den stabile, sklisikre fotplaten er svært lav. Støtten for nedre del av bena og løftearmen kan justeres slik at de passer optimalt for hver enkelt bruker. Når MiniLift160 brukes i kombinasjon med passende løftetilbehør, har brukeren støtte under føttene, på fremsiden av nedre del av bena og bak ryggen. Dette gir en trygg og sikker, men likevel aktiv sittende-til-stående prosedyre. Konstruksjonen flytter brukeren sikkert fremover og oppover i et naturlig bevegelsesmønster, samtidig som brukeren trener opp benmuskulene og balansen. MiniLift160 er tilgjengelig i fire varianter med elektrisk eller manuell understellsutvidelse, og med standard høyde eller lave ben for bruk med lavere senger. Alle varianter er produsert i stål slik at den er stabil og sterk. Egnet for brukere som veier opptil 160 kg.



PRODUKTPESIFIKASJON

Produktnavn	Beskrivelse	Art.nr.
MiniLift160EM		
Mobil sittende-til-stående løfter med manuell understellsutvidelse		60300010
MiniLift160EM		
Mobil sittende-til-stående løfter med manuell understellsutvidelse, lave ben		60300011
MiniLift160EE		
Mobil sittende-til-stående løfter med elektrisk understellsutvidelse		60300012
MiniLift160EE		
Mobil sittende-til-stående løfter med elektrisk understellsutvidelse, lave ben		60300013

TEKNISK INFORMASJON

Maks last	160 kg
Brukerens lengde, min.-maks.	140–200 cm
Materiale	Pulverlakkert stål
Høyde	980 mm
Lengde	919 mm
Lengde, sammenfelt	1098 mm
Understellets bredde, utv. mål	669–959 mm
Understellets bredde, innv. mål	531–773 mm
Vekt	40,5 kg
Understellsutvidelse, EM	Manuell
Understellsutvidelse, EE	Elektrisk
Fotplaten høyde, for bruker	59 mm
Hjul, diameter, 60300010 og 60300012	100 mm
Bakhjul, diameter, 60300011 og 60300013	100 mm
Forhjul, diameter, 60300011 og 60300013	70 mm
Løftehastighet, uten last	35 mm per sek
Nødsenkning	Manuell og elektrisk



Alle varianter av MiniLift160 oppfyller kravene i direktivet om medisinsk utstyr for klasse 1-produkter (93/42/EEC).

TILBEHØR



Art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse
45500003	ThoraxSling	Polyester, XS
45500004	ThoraxSling	Polyester, S
45500006	ThoraxSling	Polyester, M
45500007	ThoraxSling	Polyester, L
45500008	ThoraxSling	Polyester, XL
45500009	ThoraxSling	Polyester, XXL
45550004	ThoraxSling	Avtørkbar, S
45550006	ThoraxSling	Avtørkbar, M
45550007	ThoraxSling	Avtørkbar, L
45550008	ThoraxSling	Avtørkbar, XL
45550009	ThoraxSling	Avtørkbar, XXL
45590004	ThoraxSling	Engangs, ikke-vevd, S, 5 stk.
45590006	ThoraxSling	Engangs, ikke-vevd, M, 5 stk.
45590007	ThoraxSling	Engangs, ikke-vevd, L, 5 stk.
45590008	ThoraxSling	Engangs, ikke-vevd, XL, 5 stk.
45600004	ThoraxSling	Med setestøtte, polyester, S
45600006	ThoraxSling	Med setestøtte, polyester, M
45600007	ThoraxSling	Med setestøtte, polyester, L
45600008	ThoraxSling	Med setestøtte, polyester, XL
45690004	ThoraxSling	Med setestøtte, engangs, ikke-vevd, S, 5 stk.
45690006	ThoraxSling	Med setestøtte, engangs, ikke-vevd, M, 5 stk.
45690007	ThoraxSling	Med setestøtte, engangs, ikke-vevd, L, 5 stk.
45690008	ThoraxSling	Med setestøtte, engangs, ikke-vevd, XL, 5 stk.
70200033	CalfStrap	For MiniLift160
70200012	SlingBarWrap MiniLift	Soft, avtørkbar beskyttelse for bøyte på MiniLift160
70200089	Håndkontroll HB33-6	6 knapper, med indikatorer for service, batteristatus og overbelastning, for MiniLift160EE, 60300012 og 60300013
70200029	Ekstern lader Linak	Ekstern lader for alle modeller og varianter av MiniLift

ThoraxSling SystemRoMedic™

ThoraxSling er en spesialtilpasset og svært komfortabel sittende-til-stående vest som brukes i kombinasjon med Direct Healthcare Groups System-RoMedic™ MiniLift sittende-til-stående løfter. Den er enkel å bruke for pleieren, samtidig som den gir brukeren en følelse av ekstra sikkerhet under oppreising og ståtrening. ThoraxSling gjør det også enklere å gå på toalettet. ThoraxSling er tilgjengelig i to modeller: en som gir støtte bak ryggen (ThoraxSling) og en som også gir støtte under setet (ThoraxSling, med setestøtte), og i flere materialer og størrelser.

Andre modeller og varianter av MiniLift mobile sittende-til-stående løfter

MiniLift er også tilgjengelig i to andre modeller med ulik løftekapasitet. Begge har elektrisk understellsutvidelse og ben med standardhøyde.

Art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse
401100334	MiniLift200	Mobil sittende-til-stående løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 200 kg
400641434	MiniLift125	Mobil sittende-til-stående løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 125 kg

Besøk www.directhealthcaregroup.com for mer informasjon!

SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for enkle forflytninger. I konseptet inngår det fire produktområder som dekker de aller fleste behov i ulike forflytningssituasjoner.

Overflytting, mellom to enheter. **Posisjonering**, innenfor samme enhet.

Støtte, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.

Kjelstad Næringspark
St Hallvards vei 3
3414 Lierstranda
T +47 21 01 44 70
www.directhealthcaregroup.com
info.no@directhealthcaregroup.com

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®