

DHG ProServices™

Trygg grund, en
pålitlig partner

DHG
Moving Health Forward

Effektivitet och enkelhet med DHG ProServices™

Kvalitet i fokus

Från vår fullt utrustade servicedepå tillhandahåller DHG hyres- och service-tjänster utformade för att passa våra kunders behov i dagens ständigt förändliga vårdmiljö.

ProRent™ Hyreslösningar

En översikt finns i denna broschyr med ett urval av produkter tillgängliga för hyra, anpassade för tunga brukare och vårdavdelningar. Besök vår hemsida www.directhealthcaregroup.com/sv/ för mer information om vårt utbud.

- Sängar & Madrasser
- Positionering & vändhjälpmedel
- Gåbord
- Mobila lyftar & Selar
- Duschstolar

ProClean™ Rengöring & Dekontaminering

Anpassade lösningar

Det är viktigt att medicinska hjälpmedel får regelbunden skötsel och rengöring. Vi vet att anpassning ibland är nödvändig för att möta era specifika behov, ta därför kontakt med oss för dialog om hur vi kan uppfylla era behov och önskemål.

ProServe™ Inspektion, underhåll & reparation

Anpassade lösningar

Supportalternativ i enlighet med era prioriteringar. Tjänsten vi erbjuder hjälper till att maximera och säkra tillgång till fungerande utrustning, i rätt tid.

Vi planerar vårt servicearbete i samarbete med er, så att ni kan fokusera på att uppnå era kliniska mål för patient och verksamhet.



Produkter tillgängliga för hyra

Produkter för vårdavdelningar

För att lättare kunna tillgodose det varierande behovet erbjuder vi hyreslösningar. Rätt utrustning vid rätt tid, garanterad kvalitet med kompletta och fungerande produkter.

MADRASS SOM FÖREBYGGER TRYCKSÅR



Dyna-Form Mercury SmartCare

Rekommenderad för patienter med hög risk för att utveckla trycksår. Självjusterande hybridmadrass med eller utan pump. När pump kopplas till växlar madrassen med 10 minuters intervall.

God komfort och integrerad härlavlastning.

Sårkategori 3 och 4 (med tillkopplad pump)

Mått: 200cm (L) x 90cm (W) x 15cm (D)

Max patientvikt: 254 kg.

MADRASS SOM FÖREBYGGER TRYCKSÅR

Quattro® Plus

Rekommenderad för patienter med hög risk för att utveckla trycksår. Växeltrycksmadrass med luftceller som ger optimal tryckreduktion samtidigt som friktion och skjuvkrafter reduceras.

Sårkategori 3 och 4

Mått: 195cm (L) x 88cm (W) x 18cm (D)

Max patientvikt: 200 kg.



ANTIDEFORMATIONSADRASS SOM FÖREBYGGER TRYCKSÅR

Carital Optima

Rekommenderad för patienter med mycket hög risk för att utveckla trycksår. Antideformationsmadrass med kontinuerligt lågt tryck. Madrassens låga tryck gör att den är mycket lämpad för patienter med mycket smärta som ofta har samband med existerande sår.

Madrassen är tack vare extremt låg ljudnivå på kontrollenhet samt minimala rörelser i den zonindelade madrassen demenscertifierad (Dementia Design Accredited Product).

Sårkategori 4

Mått: 200cm (L) x 90cm (W) x 13cm (D)

Max patientvikt: 300 kg.



Produkter tillgängliga för hyra

Produkter för vårdavdelningar

DUSCHSTOL



Ergotip

Ergotip en elektrisk höj-, sänk- och tiltbar hygienstol för dusch och toalett. Tillåter användaren att sitta ner säkert och bekvämt, i upprätt eller tillbakalutad ställning vid toalettbesök eller dusch.

Finns i två utföranden:

Ergotip 6:

Mått: 49 cm (B) 48 cm (D)

Sitthöjd: 57-93,5 cm

Max patientvikt: 200 kg

Ergotip 7:

Mått: 71,5 cm (B) 74 cm (D)

Sitthöjd: 57-95,5 cm

Max patientvikt: 200 kg

SJUKHUSSÄNG MED MADRASS OCH INTEGRERAD VÅG

Evario One & Dyna-Form Static Air

Sjukhussäng med lätt och intuitiv manövrering. Sängen kan ställas in för olika långa patienter och personal, även lämplig för höga kroppsvikter. Integrerad våg för enkel vikttagning.

Leveras med en självjusterande hybridmadrass utan pump eller elanslutning. God komfort och integrerad hälavlastning.

Säng: Bäddmått: 90x200

Madrass: Sårkategori 4

Mått: 200cm (L) x 90cm (W) x 13cm (D)

Max patientvikt: 250 kg



VÅRDSÄNG MED MOTORDRIVET VÄNDHJÄLPMEDEL

Regia säng & Vendlet Standard

Vårdsäng med lätt och intuitiv manövrering. Bekväm säng med låg höjd och delade sänggrindar. Sängen kan ställas in för olika långa patienter och personal. Det motordrivna vändhjälpmedlet minskar eller eliminerar helt tryckning samt dragning som ofta uppstår vid förflyttning av patienter.

Levereras med en självjusterande hybridmadrass utan pump eller elanslutning. God komfort och integrerad hälavlastning.

Säng: Bäddmått: 90x200

Madrass: Sårkategori 3

Mått: 200cm (L) x 90cm (W) x 13cm (D)

Max patientvikt: 225 kg



Produkter tillgängliga för hyra

Produkter anpassade för tunga brukare

Att vårda och mobilisera en tung patient innebär mer än förmågan att hantera en tyngre belastning. En av de största utmaningarna att säkerställa att patienten behandlas säkert, effektivt och med värdighet. För detta behövs hjälpmedel designade för att underlätta för både patienten och vårdpersonalen.

BARIATRISK SÄNG OCH MADRASS FÖR TUNGA BRUKARE

Olympia bariatrisk säng & Mercury Advance Bari

Olympia Bariatrisk säng med justerbar bredd är profilerad och helt kompatibel med de senaste standarderna för sjukhus-sängar. Den kan användas som standardsäng på 900 mm och kan dras ut till 1 100 mm, 1 200 mm och 1 300 mm, med en fullt utdragen utdragen längd på 2 200 mm. Olympia bariatrisk utdragbar säng har en användarvänlig och tyst drift för att bidra till värdig vård.

Max patientvikt: 500 kg



BARIATRISK SÄNG OCH MADRASS FÖR TUNGA BRUKARE

Gigant bariatrisk säng & Static Air 120

Bariatrisk säng användarvänlig för att bidra till värdig vård. Med ett bäddmått på 120 cm erbjuder Gigant gott om utrymme och komfort. Det finns också möjlighet till en 20 cm sängförlängning.

Levereras med en självjusterande hybridmadrass utan pump eller elanslutning. God komfort och integrerad hälavlastning.

Säng. Bäddmått: 120x200



Madrass: Sårkategori 3



Mått: 200cm (L) x 120cm (W) x 13cm (D)

Max patientvikt: 280 kg



GÅBORD FÖR TUNGA BRUKARE

Bure XL

Gåbord för större och tyngre patienter med extra plats och styrka. Eftersom det vid vård och omvårdnad av tyngre patienter är extra viktigt med kraftfulla hjälpmedel, har gåbordet eldrift.

Max patientvikt: 240 kg



Produkter tillgängliga för hyra

Produkter anpassade för tunga brukare

DUSCHSTOL FÖR TUNGA BRUKARE

Ergotip 11

Ergotip 11 är en elektrisk höj-, sänk- och tiltbar hygienstol för dusch och toalett.

Hygienstolen kan anpassas för varje unik brukare.

Det här är en hygienstol som erbjuder en hög komfort för brukaren med anpassningsbart nackstöd, benstöd och sittedjup.

Med sina möjligheter, är Ergotip 11 även ett oöverträffat hjälpmedel för personalen.

Max patientvikt: 275 kg



MOBIL DUSCHVAGN FÖR TUNGA BRUKARE

TR 4000 Atlas

Duschvagnen TR 4000 Atlas med utrymme och bärighet för tyngre brukare. Atlas kan användas vid duschning, som skötvagn eller behandlingsvagn

Max patientvikt: 450 kg

MOBILLYFT FÖR TUNGA BRUKARE

Mobillyft Eva600

Extra stark och säker

En mångsidig mobil personlyft för alla lyftsituationer, speciellt för tyngre brukare. För dessa är Eva600EE rätt lösning för lyft i samband med förflyttning till och från golv, stol eller säng samt för horisontella lyft och vid gåträning.

Lyftsele kan köpas som tillbehör. Medföljer ej.

Max patientvikt: 270 kg



Hyreslösningar som gör det enkelt för dig

Med en mångsidig och mycket varierande vårdpopulation är det inte alltid möjligt att ha rätt vårdhjälpmedel internt. Tyvärr kan det hända att din vårdorganisation inte alltid har rätt hjälpmedel när det är brådskande.

Fördelar med att hyra hjälpmedel:

- Flexibilitet, finns där när det behövs.
- Garanterad kvalitet med rengjorda/dekontaminerade, kompletta och fungerande produkter.
- Inga initiala investeringar krävs och ingen avskrivningsavgift tillkommer.
- Inget/mindre lagringsutrymme krävs och därmed lägre lagringskostnader.
- Ni slipper kostnader för underhåll, reparationer och försäkringar.



Att hyra gör det flexibelt

För att lättare kunna tillgodose det varierande behovet erbjuder vi hyreslösningar med kontrakt och ad hoc-uthyrningar. Med våra strategiskt placerade service- och dekontamineringscenter kan vi erbjuda snabb och lokal service som gör skillnad.

Oavsett om det är en lyftanordning, en dusch- och toalettstol, en specialiserad bariatrisk lösning, en tryckavlastande madrass eller en hyrsäng, kan du vara säker på att DHG har de rätta verktygen och den tekniska expertisen för att ge dig en kliniskt effektiv lösning.

Alla våra hjälpmedel är noggrant kontrollerade och ni kan vara säkra på att ni får hög kvalitet och rena hjälpmedel genom våra grundliga dekontaminerings- och leveransprocesser.

Hyra inom din organisation

Letar du efter ett flexibelt tillägg till din nuvarande resursflotta?

Eller vill du ha fullständig flexibilitet och slippa att hantera och underhålla produkterna?

Kontakta oss för att få veta mer om vilka möjligheter som finns för just din organisation.



MOTORISERAD VÄNDHJÄLP

Vendlet Standard

Vändhjälpen gör att vårdpersonal enklare kan förflytta positioner i sängen utan att trycka och dra. Patienten upplever en större komfort och delaktighet.

Max patientvikt: 250 kg

Hyra enligt avtal

Om du är intresserad av ett hyresavtal för ett större antal produkter, rådgör vi gärna med dig för att erbjuda en lämplig lösning för dina behov. Vi kommer överens om innehållet i hyresavtalet, t.ex. typ av produkter, tillgänglighet, leveranstider, hämtningstider och svarstider vid reparationer.

Ad-hoc uthyrning


Om du behöver ett extra hjälpmedel då och då kan du använda vår Ad-Hoc-hyreslösning. Kontakta oss när du behöver en specifik lösning så ser vi till att den snabbt blir tillgänglig på rätt plats i din organisation. All kontaktinfo hittar du på sista sidan.

Rengöring och dekontaminering

Orena, smutsiga produkter försämrar vårdkvaliteten och kan äventyra patienter och vårdpersonalens hälsa. Dessutom kan smutsiga produkter påverka produktens livslängd. På grund av arbetsbelastningen hinner vårdpersonalen inte alltid med att rengöra som önskat. Det är här som vår rengörings- och dekontamineringstjänst kommer in.

Fördelar med rengöring och dekontaminering med DHG:

- Minskar risken för korskontaminering.
- Bidrar till högre vårdkvalitet.
- Arbeta säkrare och effektivare med rena produkter.
- Väsentlig förlängning av hjälpmedlets livslängd.
- Avlastar vårdpersonalen från rengöring, vilket ger mer tid till patientnära vård.
- En effektiv och säker rengöringsprocess som minimerar störningar i vårdprocesser.



ProClean™

Med vår ProClean™ -tjänst, samlas produkterna in och desinficeras i DHG:s lokaler.

På våra anläggningar har vi en rengöringsprocess med fastställda dekontamineringsrutiner så att vi kan garantera kvaliteten på tjänsten.



Säker kvalitet

För att kunna försäkra dig om korrekt desinficerade hjälpmedel har vi fastställt vår arbetsprocess. Detta inkluderar frågor som berör hygienaspekter, förebyggande av korskontaminering, förfaranden för intag av kontaminerade produkter, transport av använda produkter samt rengörings- och dekontamineringsförfaranden.

Vi kontrollerar också vår dekontamineringsprocess med hjälp av ATP-testet. Adenosintrifosfat (ATP) är ett enzym som finns i alla levande celler. Ett ATP övervakningssystem kan detektera mängden organiskt material som lämnas kvar efter rengöring av en miljöyta eller medicinsk utrustning. DHG använder ett ATP-baserat system för övervakning av sanitära förhållanden vid alla utrymnings- och servicedepåer. Detta gör det möjligt för oss att övervaka effektiviteten av rengörings- och desinfektionsinsatser. Mängden och platsen för ATP som upptäcks ger information om områden som kan behöva rengöras på nytt och om DHG:s rengöringsprotokoll kan behöva förbättras.

Inspektion, underhåll och reparation

Tjänsten vi erbjuder hjälper till att maximera er användning av utrustning, med säkrad tillgång till fungerande utrustning i rätt tid. Vi planerar vårt servicearbete i samarbete med er, så att ni kan fokusera på att uppnå era kliniska mål för patient och verksamhet.

Korrekt underhåll bidrar till:

- Förbättrad säkerhet.
- Ökad livslängd för produkter.
- Färre fel och driftstopp.
- Mindre störningar under vårdprocessen.
- Sparar värdefull tid för vårdpersonalen.
- Högre kvalitetsupplevelse för vårdtagaren.
- Bättre arbetsmiljö och upplevelse för vårdgivaren.
- En mer hållbar och kostnadseffektiv resurspolitik.

Service med hög kvalitet

Er utrustning är i bästa händer hos vårt kvalificerade och erfarna underhållsteam. Underhållet utförs enligt riktlinjerna av tillverkaren och i enlighet med våra etablerade protokoll, så att er utrustning alltid är i perfekt skick.

Serviceavtal och Ad-hoc service

Vi erbjuder servicepaket med kund Anpassade lösningar till er organisation. Ad hoc-reparationer utan avtal är också en möjlighet.

Inspektion och underhåll av madrasser

Skum åldras och påverkas av allt som ligger på madrassen, även av fukt som kan tränga in i skummet. För att kontrollera att skummet sviktar tillbaka är det viktigt att utföra inspektion av madrasser regelbundet. Genom att utföra en regelbunden madrassinventering kan ni planera inköp och service på ett mer effektivt sätt. Våra kunniga säljare hjälper er gärna med detta. Kontakta oss för att få veta vilka möjligheter som finns för service och underhåll. All kontaktinfo hittar du på sista sidan.



Skulle du vilja du använda våra
hyreslösningar ProRent™,
rengöring- och dekontamineringstjänst
ProClean™ eller servicetjänster ProServe™?

Besök oss på vår hemsida för mer information
om utbud och möjligheter.



Torshamnsgatan 35A
164 45 Kista
Tel: +46 557 62 200
info.se@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com/sv/