



# Dyna-Form™ Jupiter

**Dyna-Form® Jupiter**-madrassen är särskilt utformad för att förebygga trycksår. Produkten består av en modern skumdesign, profilerad på ena sidan för att tillhandahålla god tryckfördelning. Jupiter passar alla vårdens sängar samtidigt som den ger utmärkt komfort. Dess hållbara design använder endast det allra bästa CME-skummet för att ge en modern madrass, komplett med ett hygienöverdrag.

Även tillgänglig med Pro-Formance™ resitent överdrag.

## Funktioner

## Fördelar

1a 1b	Profilerat skum (med avrinningskanal)	1a smalare profilerat skum för hälar och 1b bredare profilerat skum sakralt
2	Enkelsidig profilering med en fast botten	Ger en god bärighet
3	Multi-stretch, ångpermeabelt tyg (impregnerat med svampdödande medel)	Minskar skjuv- och friktionskrafter, samtidigt som det är infektionsförebyggande
4	Helsydd eller högfrekventssvetsat överdrag. (OBS Högfrekventssvetsat alternativ medför ett något högre pris)	Förhindrar att vätska tränger in och hjälper till med sanering (kan tvättas upp till 95°C)
5	Helt utbytbara delar	Leder till kostnadsbesparingar

## Tekniska specifikationer

<b>Produktkod</b>	MAT02
<b>Riskkategori</b>	Hög risk
<b>Viktgräns</b>	165 kg
<b>Garanti</b>	3 år
<b>Dimensioner</b>	MAT02004910 (Längd) 200cm x (Bredd) 90cm (Höjd) 15cm. Olika storlekar finns tillgängliga på begäran
<b>Skumdensitet</b>	34–36kg/m <sup>3</sup> Nominell hårdhet – 125 Newtons
<b>Utmattningsklass</b>	Mycket hög
<b>Flamsäkerhet</b>	BS7177; 2008 (Crib 5 sammansättning)
<b>Vikt</b>	10kg
<b>Färg</b>	Ljusblå
<b>Kompatibel med hypokloritlösning</b>	1000 ppm utspädd eller 0,1% (eller för att användas tillsammans med gällande riktlinjer för vårdhygien)