



Dyna-Form® Overlay Superior

Dyna-Form® Overlay Superior är en trycksårspåbyggande madrass som kan användas tillsammans med vilken standardmadrass som helst. Madrassen har en specialsuren yta av CME-skum, ett ånggenomträngligt överdrag med flera stretchmöjligheter och remmar för säker placering av Bäddmadrassen ovanpå en sekundär madrass.

Funktioner

CME kastellerad skum

Stretchigt, ånggenomsläppligt täckmaterial

Spännband för madrassbotten

Fördelar

Ger nedsänkning och omslutning för tryckomfördelning

Minskade skjuv- och friktionskrafter och hanterar mikroklimatet

Förhindrar halkning på basmadrassen för att upprätthålla patientsäkerhet

Tekniska specifikationer

Produktnummer	MAT2100001 MAT0499907 MAT2100002 MAT2100003 MAT2100004
Produktens Dimensioner	200 (L) x 80 (B) x 6cm (H) 200 (L) x 85 (B) x 6cm (H) 200 (L) x 90 (B) x 6cm (H) 200 (L) x 105 (B) x 6cm (H) 200 (L) x 120 (B) x 6cm (H)
Maximal användare vikt	165kg
Produktens vikt	6kg
Skumdensitet	39kg/m ³
Nominell hårdhet	120N
Brandprovning	BS 7177, Låg farlighet
Garanti	3 år