



Dyna-Form™ Titan Evac

Dyna-Form® Titan Evac-madrassen har utformats för att säkerställa att alla patienter har ett evakueringsystem inom räckhåll, i händelse av brand. Evakueringsöverdraget är framtaget i samarbete med svenska sjukvården.

Dyna-Form® Titan är en tryckfördelande profilskuren skummadrass som förebygger trycksår. Den är lämplig som basmadrass för alla med hög risk för trycksår eller redan uppkommet trycksår, kategori 1 och 2. Dyna-Form Titan är anpassad för personer upp till 254 kg och möter även utmaningar från tyngre patienter.

Egenskaper	Fördelar	Tekniska Specifikationer
Profilerat skum Smalare profilerat skum för hälar Bredare profilerat skum sakralt	Flexibla profiler följer kroppens form, fördelar trycket jämnt och minskar tryck och friktion	Riskkategori Hög risk/sårkategori 1 och 2 Max brukarvikt 254 kg
Stabil sarg av högkvalitativt CME-skum	Ger stöd för patienten och underlättar patientförflyttning vid evakuering	Garanti 8 år skum / 4 år överdrag Produktkod madrass MAT3310001 200 cm x 80 cm x 14 cm MAT3310002 200 cm x 85 cm x 14 cm MAT3310003 200 cm x 90 cm x 14 cm MAT3310004 200 cm x 105 cm x 14 cm MAT3310005 200 cm x 120 cm x 14 cm Finns även tillgänglig i 210 cm längd
Slitstarkt vätsketätt hygienöverdrag i multi-stretch tyg	Minskar skjuv- och friktionskrafter, samtidigt som det är infektionsförebyggande	Skumdensitet /Nominell hårdhet Blå 50 kg/m3, Nominell hårdhet 230 Newton Vit 50kg/m3, Nominell hårdhet 100 Newton
Överdrag med svetsade sömmar och droppläst	Förhindrar att vätska tränger in, underlättar vid dekontaminering	Brand BS 7177 (Crib 5) Vikt 11 kg
Två handtag på långsidorna och tre på varje kortsida	Lättillgängliga handtag för ökad säkerhet och användarvänlighet	Färg överdrag Blå Rengöring Tvättas i maskin i 80 grader C Använd en 1 000 ppm (0,1 %) natriumhypokloritlösning eller annat desinfektionsmedel
Ficka för fixeringsband på långsidorna	Dolda fixeringsband när madrassen används	
Handtag anpassade för tvättunnel	Handtagen designade för att inte fastna i tvättunnlar	
Helt utbytbara delar	Leder till kostnadsbesparingar	

DHG
Moving Health Forward