

DYNA-FORM MERCURY

Dyna-Form® Mercury er en special designet trykaflastende madras, der med sine unikke dråbeformede Tear Duct udskæringer i skummet, har gode vævs- og trykaflastende egenskaber og giver samtidig stor komfort for brugeren.

Madrassen består af en CME skum (Combustion Modified Ether), i to forskellige hårdheder. Madrassens bund og sidekonstruktion er en fast skum, der sikrer høj stabilitet og giver komfortable og lette forflytninger, hvor brugeren kan føle sig tryk og stabil – også siddende på kanten af madrassen.

Inde i skumrammen findes en blødere CME skum, som i kombination med de særlige Tear Duct's i hoved- og halsektion, giver madrassen en usædvanlig stor tilpasningsevne til kroppens kurvaturer, som sikrer brugeren optimal trykfordeling og komfort. Madrassens opbygning forøger desuden skummets levetid.

Madrasbetrækket er strækbart i flere retninger således, at skum-profilerne kan arbejde optimalt. Betrækket er endvidere åndbart, med svejsede samlinger, hvilket sikrer maksimal beskyttelse af madrassens skum-kerne. Betrækket opfylder de strengeste krav til infektions-kontrol i såvel sygehus, som plejehjem og hjemmeplejeregioner.

Unikke udskåret
skumprofiler - Tear
Duct

MADRASBETRÆKKET er forsynet med håndtag, der letter håndteringen af DYNA FORM MERCURY samt en vandtæt lynlås



De unikke TEAR DUCT udskæringer sikrer optimal vævsaflastning og giver god komfort

DYNA FORM MERCURY kan anvendes til brugere, der er i "høj risiko" for at udvikle tryk og shear-relaterede vævsskader

Den faste SKUMRAMME sikrer god stabilitet, når brugeren sidder på kanten af madrassen

DYNA FORM MERCURY er 15 cm høj og 200 cm lang

Tekniske specifikationer

Model	Dyna Form Mercury
Max brugervægt	254 kg
Egenvægt	11 kg
Risikogruppe	Høj risiko
Hårdhed	Blå skum; 200 Newton, Pink skum; 120 Newton
Garanti	8 år på skum, 4 år på betræk

Madrassen fås i fem forskellige bredder; 80 cm, 83 cm, 85 cm, 88 cm, 105 cm. Det er også muligt at få madrassen i 220 cm i længden.