

EvAQ[®] Pro II/GATE

PRS
Pressure Relieving Solutions

Återförsäljare:



Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-333 75 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se




Kan autoklaveras enligt riktlinjer från RKI*1

Hög komfort

Förebyggande och behandlande upp till och med sårkategori 2

Hög risk



Höjd 15 cm
Finns i måtten 80/85/90/105/120 x 200/205/210 cm



Öppen cellstruktur i kallskum



Autoklaverbar



Säkerställer ett bra mikroklimat



Vätsketätt överdrag som ångandras



Goda tryckavlastande egenskaper



Elastiskt överdrag för att minimera glidtryck



CE-märkning



Underhållsfri



Brandtestad enligt SS 8760001:2010, SS-EN 597-1/-2



Brukarvikt 0-150 kg



Evakueringsfunktion enligt SS8760039:2012.

*1 Robert-Koch-Institute (RKI) är del av det Federala Hälsoministeriet i Tyskland. De är ansvariga för förebyggande och kontroll av sjukdomar.