

FlexiGrip

FlexiGrip er et forflytningshjælpemiddel, der kan benyttes til at komme fra liggende til siddende stilling og omvendt. FlexiGrip monteres i sengens fodende og lægges på madrassen langs den aktive og mobile bruger. FlexiGrip er fleksibel med sine 8 håndtag og har en samlet længde på 175 cm. Det er derfor muligt at finde et godt greb i mange forskellige stillinger, hvilket gør det let at "klatre op eller ned" ad FlexiGrip. FlexiGrip kan derfor med fordel også anvendes i forbindelse med træning og rehabilitering.

Enkelt og effektivt
fra liggende til
siddende

Længden på FlexiGrip gør det muligt for brugeren at sætte sig op fra rygleje, uden at anvende sengens funktioner

FlexiGrip's håndtag er polstret og giver dermed et bedre greb for brugeren



De 8 håndtag på FlexiGrip giver stor fleksibilitet

FlexiGrip er udviklet i en bred og kraftig nylon

Tekniske specifikationer

| | |
|-----------------|--|
| Model: | FlexiGrip HMI-nr. 27976 / Varenr. 6090 |
| Max brugervægt: | 150 kg |
| Antal håndtag: | 8 stk. |
| Længde: | 1750 mm |
| Bredde: | 90 mm |
| Materiale: | Nylon |