



# Shampoohouder

Om het u nóg gemakkelijker te maken in de douche biedt Handicare nu een shampoohouder aan die naadloos op uw Ergogrip beugel vastklemt. Montage is dus niet nodig.

Op deze houder kunt u uw shampoo en doucheschuim kwijt.

De onderkant is vlak met rondom opstaande randen zodat uw flessen altijd stevig staan.

- geheel RVS
- leverbaar in wit (RAL 9010) en antraciet (RAL 7021)
- passend op elke horizontale Ergogrip beugel  
m.u.v. de 200 x 200 mm 45° wandbeugel

Artikelnummer	Omschrijving
LI2639.0004-02	Shampoohouder RVS wit (326110)
LI2639.0004-11	Shampoohouder RVS antraciet



**Ook achteraf  
te plaatsen**

## Handicare Bathroom Safety B.V.

Weteringweg 9, 2641 KM Pijnacker  
015 - 369 54 40 | [info.ls@handicare.com](mailto:info.ls@handicare.com) | [www.handicare.com](http://www.handicare.com)