



Wandbeugels



| Lengte | Staal/wit | Staal/antraciet | RVS/wit | RVS gepolijst, details wit | RVS gepolijst, details antraciet |
|--------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 20 cm | LI2611.0201-02 | LI2611.0201-11 | LI2611.0204-02 | LI2611.0202-00 | LI2611.0202-11 |
| 30 cm | LI2611.0301-02 | LI2611.0301-11 | LI2611.0304-02 | LI2611.0302-00 | LI2611.0302-11 |
| 40 cm | LI2611.0401-02 | LI2611.0401-11 | LI2611.0404-02 | LI2611.0402-00 | LI2611.0402-11 |
| 50 cm | LI2611.0501-02 | LI2611.0501-11 | LI2611.0504-02 | LI2611.0502-00 | LI2611.0502-11 |
| 60 cm | LI2611.0601-02 | LI2611.0601-11 | LI2611.0604-02 | LI2611.0602-00 | LI2611.0602-11 |
| 70 cm | LI2611.0701-02 | LI2611.0701-11 | LI2611.0704-02 | LI2611.0702-00 | LI2611.0702-11 |
| 80 cm | LI2611.0801-02 | LI2611.0801-11 | LI2611.0804-02 | LI2611.0802-00 | LI2611.0802-11 |
| 90 cm | LI2611.0901-02 | LI2611.0901-11 | LI2611.0904-02 | LI2611.0902-00 | LI2611.0902-11 |
| 100 cm | LI2611.1001-02 | LI2611.1001-11 | LI2611.1004-02 | LI2611.1002-00 | LI2611.1002-11 |
| 120 cm | LI2611.1201-02 | LI2611.1201-11 | LI2611.1204-02 | LI2611.1202-00 | LI2611.1202-11 |
| 140 cm | LI2611.1401-02 | LI2611.1401-11 | LI2611.1404-02 | LI2611.1402-00 | LI2611.1402-11 |
| | LI2807.000 | Muurbevestigingsset wandbeugels | | | |

Bevestigingsmaterialen

De producten worden standaard geleverd zonder bevestigingsmaterialen. Wat een veilige bevestiging is hangt af van het type wand. Bij een systeemwand voorzien van gipsplaat of geperste houtvezelplaat is het nodig de wand te verstevigen met minimaal 32 mm watervast verlijmd multiplex. Raadpleeg altijd de handleiding, geleverd bij het product voor gedetailleerde bevestigingsadviezen per product.

De handleiding is ook te downloaden via directhealthcaregroup.com/nl

Samenstelling van het assortiment kan tussentijds wijzigen.

Linido badkameroplossingen voldoen aan de strengste normen en voldoen aan de eisen van de NEN-EN12182 en aan de richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG. Wij zijn ISO 13485 en NKH gecertificeerd.



Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Direct Healthcare Group BV
Weteringweg 5-9
2641KM Pijnacker

T: +31 (0)15 369 54 40
info.nl@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com



Opklapbare toiletbeugels



| Lengte | Staal/wit | Staal/antraciet | RVS/wit | RVS gepolijst, details wit | RVS gepolijst, details antraciet |
|--------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 53 cm | LI2603.3501-02 | LI2603.3501-11 | LI2603.3504-02 | LI2603.3502-02 | LI2603.3502-11 |
| 60 cm | LI2603.3601-02 | LI2603.3601-11 | LI2603.3604-02 | LI2603.3602-02 | LI2603.3602-11 |
| 70 cm | LI2603.3701-02 | LI2603.3701-11 | LI2603.3704-02 | LI2603.3702-02 | LI2603.3702-11 |
| 80cm | LI2603.3801-02 | LI2603.3801-11 | LI2603.3804-02 | LI2603.3802-02 | LI2603.3802-11 |
| 90 cm | LI2603.3901-02 | LI2603.3901-11 | LI2603.3904-02 | LI2603.3902-02 | LI2603.3902-11 |
| | LI2806.0000-00 | Muurbevestigingsset voor LI2603.xxx | | | |



| | Staal/wit | Staal/antraciet | RVS/wit | RVS gepolijst, details wit |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| Hulppootset | LI2614.3001-02 | LI2614.3001-11 | LI2614.3004-02 | LI2614.3002-00 |

Belasting > 100kg
adviseren wij een hulppootset

Douchezittingen



| Kleur | Douchezitting | Douchezitting met rugleuning | Douchezitting met rug- en armleuning |
|-----------|----------------|--|--------------------------------------|
| Wit | LI2201.2006-02 | LI2202.2006-02 | LI2203.2006-02 |
| Antraciet | LI2201.2006-11 | LI2202.2006-11 | LI2203.2006-11 |
| | LI2806.0000-00 | Muurbevestigingsset voor LI2201.xxx | |
| | LI2805.0000-00 | Muurbevestigingsset voor LI2202.xxx & LI2203.xxx | |



| | Staal/wit | Staal/antraciet | RVS/wit |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Hulppootset | LI2214.2011-02 | LI2214.2011-11 | LI2214.2014-02 |

Belasting > 100kg
adviseren wij een hulppootset