

## Wandbeugels



Lengte	Staal/wit	Staal/antraciet
20 cm	LI2611.0201-02	LI2611.0201-11
30 cm	LI2611.0301-02	LI2611.0301-11
40 cm	LI2611.0401-02	LI2611.0401-11
50 cm	LI2611.0501-02	LI2611.0501-11
60 cm	LI2611.0601-02	LI2611.0601-11
70 cm	LI2611.0701-02	LI2611.0701-11
80 cm	LI2611.0801-02	LI2611.0801-11
90 cm	LI2611.0901-02	LI2611.0901-11
100 cm	LI2611.1001-02	LI2611.1001-11
120 cm	LI2611.1201-02	LI2611.1201-11
140 cm	LI2611.1401-02	LI2611.1401-11



Lengte	RVS/wit	RVS gepolijst, details wit	RVS gepolijst, details antraciet
20 cm	LI2611.0204-02	LI2611.0202-00	LI2611.0202-11
30 cm	LI2611.0304-02	LI2611.0302-00	LI2611.0302-11
40 cm	LI2611.0404-02	LI2611.0402-00	LI2611.0402-11
50 cm	LI2611.0504-02	LI2611.0502-00	LI2611.0502-11
60 cm	LI2611.0604-02	LI2611.0602-00	LI2611.0602-11
70 cm	LI2611.0704-02	LI2611.0702-00	LI2611.0702-11
80 cm	LI2611.0804-02	LI2611.0802-00	LI2611.0802-11
90 cm	LI2611.0904-02	LI2611.0902-00	LI2611.0902-11
100 cm	LI2611.1004-02	LI2611.1002-00	LI2611.1002-11
120 cm	LI2611.1204-02	LI2611.1202-00	LI2611.1202-11
140 cm	LI2611.1404-02	LI2611.1402-00	LI2611.1402-11
	LI2807.000	Muurbevestigingsset wandbeugels	

### Bevestigingsmaterialen

De producten worden standaard geleverd zonder bevestigingsmaterialen. Wat een veilige bevestiging is hangt af van het type wand. Bij een systeemwand voorzien van gipsplaat of geperste houtvezelplaat is het nodig de wand te verstevigen met minimaal 32 mm watervast verlijmd multiplex. Raadpleeg altijd de handleiding, geleverd bij het product voor gedetailleerde bevestigingsadviezen per product. De handleiding is ook te downloaden via [handicare.com/nl](http://handicare.com/nl)

Samenstelling van het assortiment kan tussentijds wijzigen.

Handicare badkameroplossingen voldoen aan de strengste normen en voldoen aan de eisen van de NEN-EN12182 en aan de richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG. Wij zijn ISO 13485 en NKH gecertificeerd.




**Handicare Bathroom Safety B.V.**

Weteringweg 9, 2641 KM Pijnacker, Nederland

T 015 369 54 40

[info.LS@handicare.com](mailto:info.LS@handicare.com)

[handicare.com/nl](http://handicare.com/nl)

 Handicare Bathroom Safety

## Opklapbare toiletbeugels



Lengte	Staal/wit	Staal/antraciet
53 cm	LI2603.3501-02	LI2603.3501-11
60 cm	LI2603.3601-02	LI2603.3601-11
70 cm	LI2603.3701-02	LI2603.3701-11
80cm	LI2603.3801-02	LI2603.3801-11
90 cm	LI2603.3901-02	LI2603.3901-11



Lengte	RVS/wit	RVS gepolijst, details wit	RVS gepolijst, details antraciet
53 cm	LI2603.3504-02	LI2603.3502-02	LI2603.3502-11
60 cm	LI2603.3604-02	LI2603.3602-02	LI2603.3602-11
70 cm	LI2603.3704-02	LI2603.3702-02	LI2603.3702-11
80cm	LI2603.3804-02	LI2603.3802-02	LI2603.3802-11
90 cm	LI2603.3904-02	LI2603.3902-02	LI2603.3902-11
	LI2806.0000-00	Muurbevestigingsset voor LI2603.xxx	



	Staal/wit	Staal/antraciet	RVS/wit	RVS gepolijst, details wit
<b>Hulpvoetset</b>	LI2614.3001-02	LI2614.3001-11	LI2614.3004-02	LI2614.3002-00

Belasting > 100kg adviseren wij een hulpvoetset

## Douchezittingen



Kleur	Douchezitting	Douchezitting met rugleuning	Douchezitting m. rugl. en arml.
Wit	LI2201.2006-02	LI2202.2006-02	LI2203.2006-02
Antraciet	LI2201.2006-11	LI2202.2006-11	LI2203.2006-11
	LI2806.0000-00	Muurbevestigingsset voor LI2201.xxx	
	LI2805.0000-00	Muurbevestigingsset voor LI2202.xxx & LI2203.xxx	



	Staal/wit	Staal/antraciet	RVS/wit
<b>Hulpvoetset</b>	LI2214.2011-02	LI2214.2011-11	LI2214.2014-02

Belasting > 100kg adviseren wij een hulpvoetset