

Montagetoebehoren opklapbare toiletbeugels



Artikelnummer	Productnaam	Omschrijving
LI2806.0000-00	Bevestigungsset opklapbare toiletbeugel	4x Fischer UX10 pluggen + 4x rvs houtdraadbout 8 x 90 mm + 4x rvs sluitring M8 DIN 125
LI2615.3004-02	Hoogteverstelplaat opklapbare toiletbeugel	om de gebruikshoogte van de opklapbare toiletbeugel in te stellen (verstelbereik 150 mm)
LI2815.0010-00	Set verstelbare spangrepen	te gebruiken in combinatie met hoogteverstelplaat LI2615.300
LI0126.5014-02	Contraplaat t.b.v opklapbare toiletbeugel	voor door-en-door bevestiging van opklapbare toiletbeugels
LI2608.0001-02	Vloerstatief, staal/wit	aanbevolen indien bevestiging aan de muur niet mogelijk of wenselijk is
LI2608.0001-11	Vloerstatief, staal/antraciet	
LI2608.0004-02	Vloerstatief, RVS/wit	
LI2608.0002-02	Vloerstatief, RVS gepolijst, klemmen wit	

Gerelateerde producten opklapbare toiletbeugels



Artikelnummer	Productnaam	Omschrijving
LI2609.2003-02	Voorsteun	toepasbaar als voorsteun tussen twee toiletbeugels
LI2610.0010-00	Zachte armlegger	van polyurethaanschuim, past op alle Linido toiletbeugels
LI2617.0002-03	Toiletrolhouder	kan op toilet- en wandbeugels gemonteerd worden
LI2618.0006-02	Eenhandig bedienbare toiletrolhouder	met één hand te bedienen, kan op toilet- en wandbeugels gemonteerd worden

Bevestigingsmaterialen

De producten worden standaard geleverd zonder bevestigingsmaterialen. Wat een veilige bevestiging is hangt af van het type wand. Bij een systeemwand voorzien van gipsplaat of geperste houtvezelplaat is het nodig de wand te verstevigen met minimaal 32 mm watervast verlijmd multiplex. Raadpleeg altijd de handleiding, geleverd bij het product voor gedetailleerde bevestigingsadviezen per product. De handleiding is ook te downloaden via directhealthcaregroup.com/nl

Samenstelling van het assortiment kan tussentijds wijzigen.

Linido badkameroplossingen voldoen aan de strengste normen en voldoen aan de eisen van de NEN-EN12182 en aan de richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG. Wij zijn ISO 13485 en NKH gecertificeerd.



Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Direct Healthcare Group BV
Weteringweg 5-9
2641KM Pijnacker

T: +31 (0)15 369 54 40
info.nl@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com

Montagetoebehoren en gerelateerde producten douchezittingen



Artikelnummer	Productnaam	Omschrijving
LI2806.0000-00	Bevestigingsset voor douchezitting zonder rugleuning LI2201.2006-xx	4x Fischer UX10 pluggen + 4x rvs houtdraadbout 8 x 90 mm + 4x rvs sluitring M8 DIN 125
LI2805.0000-00	Bevestigingsset voor douchezittingen met rugleuning LI2202.2006-xx en LI2203.200x-xx	7x Fischer UX10 pluggen + 4x rvs houtdraadbout 8 x 90 mm + 3x rvs houtdraadbout 8 x 70 mm + 7x rvs sluitring M8 DIN 125
LI2215.1014-02	Set hoogte verstelplaten	voor douchezittingen zonder rugleuning
LI2215.1024-02	Set hoogte verstelplaten	voor douchezittingen met rugleuning
LI0122.5084-02	Set contraplatten	voor douchezittingen LI2201.2006-xx, LI2202.2006-xx en LI2203.2006-xx
LI2815.0010-00	Set 2 stuks verstelbare spangrepen	te gebruiken met hoogteverstelplaat LI2215.101
LI2815.0020-00	Set 4 stuks verstelbare spangrepen	te gebruiken met hoogteverstelplaat LI2215.102
LI2216.0014-02	Hangend frame, staal/wit	voor douchezittingen LI2202.2006-xx en LI2203.2006-xx, om de douchezitting aan een Linido wandbeugel te kunnen ophangen
LI2216.0014-11	Hangend frame, staal/antraciet	
LI2216.0024-02	Hoogteversterkelbaar hangend frame, staal/wit	
LI2216.0024-11	Hoogteversterkelbaar hangend frame, staal/antraciet	
LI09506.400	Comforthoes	zachte, afneembare hoës voor douchezittingen LI2201.2006-xx, LI2202.2006-xx en LI2203.2006-xx

Montagetoebehoren en gerelateerde producten wandbeugels



Artikelnummer	Productnaam	Omschrijving
LI2807.0000-00	Bevestigingsset wandbeugel	4x Fischer UX8 pluggen + 4x rvs houtdraadbout 6 x 60 mm + 4x rvs sluitring M8 DIN 125
LI0126.5034-02	Contraplaat t.b.v wandbeugel	voor door-en-door bevestiging van Ergogrip wandbeugels
LI2630.2006-02	Douchekophouder, wit	kan op Ergogrip wandbeugels geplaatst worden, die dienen als glijstang
LI2630.2006-11	Douchekophouder, antraciet	
LI2617.0002-03	Toiletrolhouder	kan op toilet- en wandbeugels gemonteerd worden
LI2618.0006-02	Eenhandig bedienbare toiletrolhouder	met één hand te bedienen, kan op toilet- en wandbeugels gemonteerd worden