

Onderhoud

Producten die in douche of bad worden gebruikt: na gebruik met schoon water afspoelen.

Voor alle producten geldt: reinigen met niet-agressieve schoonmaakmiddelen.

Garantie

De garantie op de Comforthoes (LI09506.400) en neopreen onderdelen is één jaar. Voor de toiletverhogers 10735 en 10659 geldt een garantietermijn van twee jaar.

Voor alle overige producten is de garantie vijf jaar. De garantie geldt bij normaal gebruik van het product en bij gebruik in originele staat.

Alle veiligheidsproducten van LinidoSolutions voldoen aan de eisen van de NEN-EN12182 en aan de richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

Materiaalsoorten

- staal ST37.2, DIN 17100, Ø 28,6 x 1,5 mm
- staal ST37.2, DIN 17100, Ø 25,4 x 1,5 mm
- rvs AISI 304, Ø 28,0 x 1,5 mm
- rvs AISI 304, Ø 25,4 x 1,5 mm
- rvs AISI 316, Ø 25,0 x 1,5 mm
- kunststof douchezittingen: glasvezel versterkt nylon
- muurflenzen Ergogrip, bevestigingsmateriaal voor badkameraccessoires en muurplaat opklapbare beugels: glasvezel versterkt nylon
- kunstof badkameraccessoires: PMMA
- muurplaten van douchezittingen: rvs AISI 304

Bewegende en/of scharnierende onderdelen bestaan steeds uit kunststof en/of rvs.

Voorbehandeling voor coating

Staal wordt voor het coaten alkalisch ontvet, gebeitst, gefosfateerd en gepassifeerd.

Coating

Epoxy polyester, laagdikte 80-100 µm. Weerbestendig en slagvast (Buchholz hardheidstest volgens DIN 53153: > 80).

Voldoet aan zoutneveltest volgens DIN 50021/ASTM B117 (1000 uur, < 1mm).

HT-bekleding (HT = Hygiëne en Transfer)

Geweven wit polyester doek met kunststof coating, volledig verlijmd rondom de buis. Slijtvast en eenvoudig te reinigen.

Isolatiesets

In verband met de vereiste elektrische isolatie worden producten voor wand- en vloerbevestiging, waarvan muurflenzen en muur- of vloerplaten niet in kunststof zijn uitgevoerd, geleverd met een witte kunststof isolatieset inclusief afdekkoppen.

Bevestigingsmaterialen

De producten van LinidoSolutions worden standaard zonder bevestigingsmaterialen geleverd, met uitzondering van badkameraccessoires.

Keuze van bevestigingsmaterialen hangt af van de aard van de wand of van de vloer. Voor een duurzame, betrouwbare bevestiging adviseren wij u uitsluitend corrosiebestendige bevestigingsmaterialen toe te passen.

Douchetaboerets	
Gebruikersgewicht:	maximaal 150 kg.
Douchestoelen en douche/toiletstoelen	
Gebruikersgewicht:	maximaal 200 kg.
Belasting per armlegger:	maximaal 100 kg.
Vrijdubare douche/toiletstoel heavy-duty	
Gebruikersgewicht:	maximaal 300 kg.
Belasting per armlegger:	maximaal 150 kg.
Kantelbare douche/toiletstoelen en in hoogte verstelbare/kantelbare douche/toiletstoelen	
Gebruikersgewicht:	maximaal 150 kg.
Belasting per armlegger:	maximaal 75 kg.
Douchezittingen	
Gebruikersgewicht:	maximaal 150 kg.
Gebruikersgewicht bij toepassing hulppoot onder zitting:	maximaal 300 kg.
Belasting per armlegger:	maximaal 75 kg.
Doucheramen en douchebrancards	
Gebruikersgewicht:	maximaal 150 kg.
Vaste en opklapbare toiletbeugels	
Gebruikersgewicht:	maximaal 150 kg.
Zijwaartse belasting van de beugel:	maximaal 100 kg.
Wandbeugels Ergogrip	
Gebruikersgewicht:	maximaal 150 kg.
Wegzwenkbare papegaai	
Gebruikersgewicht:	maximaal 150 kg.
Verhoogde toiletzittingen en toiletverhogers	
Gebruikersgewicht:	maximaal 130 kg.
Belasting armleggers:	maximaal 60 kg per armlegger

Wijzigingen voorbehouden.

LinidoSolutions

LinidoSolutions™ is een uitgebreide range van hoogwaardige veiligheidsproducten, zodanig ontworpen dat deze ergonomische ondersteuning, comfort en toename van zelfstandigheid biedt aan gebruikers in verschillende bad-, douche- en toiletsituaties.



handicare

www.handicare.com