



## Hyper Foam Plus Clinic

**PRS**   
Pressure Relieving Solutions

Återförsäljare:



Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00  
Gate Rehab Development AB  
Industrigatan 2 | S-333 75 Reftele  
info@gaterd.se | www.gaterd.se

# Hyper Foam Plus Clinic


## TRYCKAVLASTANDE SKUMMADRASS

**3** ÅRS GARANTI

Kan autoklaveras enligt riktlinjer från RKI\*1

Hög komfort

Förebyggande och behandlande upp till och med sårkategori 2



Höjd 14 cm  
Finns i måtten 80/85/90/105/120 x 200/205/210 cm



Öppen cellstruktur i kallskum



Autoklaverbar



Säkerställer ett bra mikroklimat



Vätsketätt överdrag som ångandas



Goda tryckavlastande egenskaper



Elastiskt överdrag för att minimera glidtryck



CE-märkning



Underhållsfri



Brandtestad enligt SS 8760001:2010, SS-EN 597-1/-2



Brukarvikt 20-140 kg

\*1 Robert-Koch-Institute (RKI) är del av det Federala Hälsoministeriet i Tyskland. De är ansvariga för förebyggande och kontroll av sjukdomar.