



**KAMPANJ!**

**20% RABATT  
PÅ STOLVÅG  
OCH PERSONVÅG  
FRÅN SHEKEL**



## Smarta våglösningar med avancerad kommunikationsteknik

GATE erbjuder Shekels breda sortiment av högkvalitativa digitala vågar i klass III. Alla modeller i Healthweigh@-utbudet har en unik innovativ design och har utvecklats och tillverkats utifrån höga professionella standarder. Alla vågar kan anslutas till elektroniska system så att viktinformationen kan överföras direkt till patientjournalerna.

## STOLVÅG

ART.NR 53-700

KAPACITET	300 KG
GRADINDELNING	0,1 KG
TOTAL VIKT	18 KG
MÅTT	850 X 650 X 970 MM
SITSENS MÅTT	430 X 420 X 80 MM

ORD.PRIS 9900,-



## PERSONVÅG

ART.NR 53-710

KAPACITET	250 KG
GRADINDELNING	0,1 KG
TOTAL VIKT	12 KG
MÅTT	567 X 375 X 1331 MM
PLATTANS MÅTT	375 X 375 X 78 MM

ORD.PRIS 3495,-

Kampanjen gäller ord.pris på Stolvåg (art.nr 53-700) och Personvåg med pelare och mätsticka (art.nr 53-710). Exkl. moms och frakt. Erbjudandet gäller t.o.m 2020-12-31, med reservation för slutförsäljning.

Läs mer om produkterna och upptäck hela vårt sortiment på [www.gaterd.se](http://www.gaterd.se).

**Välkommen att kontakta oss!**



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

GATE Rehab Development AB  
Industrigatan 2  
SE-333 75 Reftele

Tel. 0371-318 00  
info@gaterd.se