



heel up® 48 cm.




Artikelnr.: 53-102

heel up® 39 cm.



Artikelnr.: 53-101

heel up® 32 cm.



Artikelnr.: 53-100



heel up® och all up® är Gates nya hygieniska och miljövänliga produkter för enpatientsbruk.

Sortimentet är utvecklat i samarbete med ledande sårsköterskor. Det betyder optimal komfort och hygien i behandling och förebyggande av trycksår.

heel up® och all up® är avsedda att förebygga och behandla av trycksår på de mest utsatta områden som ex. hälar, höften, armbågar, axlar, rygg mm.

Produkterna är multifunktionella, dvs. att samma produkt kan användas i olika avlastningssituationer, på så vis kan trycksår-förebyggning och behandling utföras optimalt.

Heel up och all up är brukarspecifika produkter för enpatientsbruk i ergonomisk design som ger bra stabilitet. Ytskiktet är tillverkat i ett mjukt, smidigt, värme- och fuktabsorberande nonwoven material, som gör att heel up och all up är behaglig direkt mot huden.

Enkel hantering, heel up® och all up® blåses upp innan användning och justeras efter varje brukares anatomi och behov

heel up® och all up® har följande fördelar:

- Produkter för enpatientsbruk som säkerställer god hygien och motverkar smittspridning.
- heel up® är designad för behandling och förebyggning av trycksår på hämlarna.
- all up® är designad för behandling och förebyggning av trycksår på armbågar, axlar, rygg mm.
- Lätt att använda.
- God komfort.
- Mjukt, hudvänligt och fuktabsorberande material.
- Platsbesparande.
- Levereras i ren, förseglad platt förpackning inkl. uppblåsningsanordning.
- Testad och godkänd enligt ISO 10993-10:2010 (test för irritation och hudkänslighet)
- Levereras i flera olika storlekar.

NYHET..




Tryck akutpaket

Väska med pump och sortiment för positionering. Perfekt för förebyggande i hemmiljö.

all up®

Produkt översikt 2014

all up® 50 x 25 cm.




Artikelnr.: 53-103




Artikelnr.: 53-109

all up® 50 x 50 cm.



all up® 50 x 37 cm.




Artikelnr.: 53-104




Artikelnr.: 53-107

all up® 40 x 24 cm.



all up® 50 x 50 cm.



Artikelnr.: 53-105




Artikelnr.: 53-108

all up® 42 x 42 cm.



all up® 28 x 30 cm.




Artikelnr.: 53-106




Artikelnr.: 53-110

all up® 85 x 43 cm.




Pumpöversikt 2014

Elektrisk pump
Med röd sjukhusladd
Artikelnr.: 53-124



Elektrisk pump
Med vanlig sladd
Artikelnr.: 53-121



Batteripump
Artikelnr.: 53-122



Manuell pump
Artikelnr.: 53-120

