

LOW - UP

För rullstols, rullator och stående användning



Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar




För människor – Med människor – För en behagligare tillvaro

- En svensk kvalitetsprodukt -



Lätt att installera

- För utomhus såväl som för inomhusbruk
- 35mm låg tröskelhöjd - ingen försänkning i marken
- Max last 250kg
- Lyfthöjd 500mm
- Stabilt räcke med joystick
- En säker lift med skyddskanter, avrullningsskydd samt räcke
- Uppfyller svensk standard SS 2097-7



MPR Lifts AB

Åvägen 4, S-232 91 ARLÖV, SWEDEN

TEL. 040-43 70 75 FAX. 040-43 29 44

Epost: info@mprlift.nu

Hemsida: [http:// www.mprlift.nu](http://www.mprlift.nu)

CE
Made in Sweden