




MAAK HET U GEMAKKELIJK

...IN DE BADKAMER



LinidoSolutions



handicare

Waarom kiest u voor LinidoSolutions?



U bent minder mobiel geworden, maar u wilt wel graag thuis blijven wonen. Onze hulpmiddelen voor badkamer en toilet geven u precies de extra steun die u nodig heeft. Zoals een stevige wandgreep of een douchezitje. Daardoor kunt u veilig alledaagse dingen zelfstandig blijven doen.


Bekijk onze hulpmiddelen





Onze producten zijn **veilig**, de afgeronde vormen zorgen dat u nergens achter blijft haken. En **comfortabel**, omdat uw natuurlijke bewegingspatroon wordt ondersteund. Bovendien zijn de producten **duurzaam** en geoptimaliseerd voor uw **gemak** wat wij regelmatig en uitvoerig testen.

← Extra steun in badkamer en toilet



Ontworpen op basis van uitgebreid onderzoek

Een wandbeugel lijkt zo'n eenvoudig product, maar wij hebben lang nagedacht over het beste ontwerp. U heeft de stevigste greep als u de beugel rondom vastpakt. Maar heeft u er wel eens bij stil gestaan dat de diameter van de buis bepaalt of u bepaalde spiergroepen overbelast? Wij wel! We hebben uitgebreid onderzoek gedaan onder proefpersonen en op basis daarvan het meest ideale ontwerp gemaakt.

We hebben ook goed gekeken hoe mensen een wandbeugel gebruiken. We zien dat deze vaak diagonaal wordt geplaatst en de hand vaak naar het eind van de wandbeugel glijdt. Daarom hebben onze wandbeugels een hoek van 60° in plaats van 90°. Hierdoor blijven uw hand en pols in een natuurlijke stand en voorkomt u overbelasting.



*grip waar u het
nodig heeft*



Wandbeugel

Een wandbeugel is een handige steun die u overal kunt laten plaatsen: in de douche, naast de wastafel of bij het toilet. Daarmee kunt u veilig gaan zitten en weer opstaan

met één hand te bedienen



Douchekophouder


Onze unieke douchekophouder beweegt u gemakkelijk met één hand op en neer. Dat is prettig als u één hand nodig heeft om uzelf vast te houden of maar één hand kunt gebruiken. U monteert de douchekophouder op een van onze wandbeugels. Zo is de douchestang ook een veilig steunpunt in de douche.



Douchezitje

Een douchezitje laat u vast monteren op de muur, waardoor u verzekerd bent van een veilige houding en rustig kunt zitten. U kunt kiezen uit drie verschillende uitvoeringen.

stevige steun bij
zitten en opstaan



Opklapbare toiletbeugel

Een toiletbeugel geeft stevige steun als u op het toilet gaat zitten en weer opstaat. U kunt er ook tegen leunen om kleding aan en uit te doen. U kunt de beugel opklappen, waarna deze automatisch vergrendelt. In de opgeklapte stand kunt u de beugel ook gebruiken als u staand wilt plassen of het toilet wilt schoonmaken.



Bijpassende accessoires


U kunt kiezen voor allerlei bijpassende accessoires zoals een handdoekrek, toiletborstelhouder en planchet. Daardoor creëert u eenheid in uw badkamer en toilet.

toiletrolhouder



handdoekrek

planchet



Verkrijgbaar in diverse kleuren



Zwart
(RAL 9005)



Wit
(RAL 9010)



Crème-wit
(RAL 9001)



Roestvast
staal met
witte kappen



Roestvast
staal met
zwarte kappen



Rood
(RAL 3003)



Blauw
(RAL 5002)

Meer weten?

Onze producten zijn verkrijgbaar bij sanitair speciaalzaken en de revalidatie vakhandel. Voor advies en informatie over onze producten en over verkooppunten kunt u contact met ons opnemen:

Handicare

Postbus 70, 2640 AB Pijnacker

T 015 369 54 40

E info.LS@handicare.com

www.handicare.com

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze dealer

