




Mover Aqua

Mover är en överflyttningsplattform som är utvecklad för bekväm och smidig överflyttning inomhus/plana ytor. Den är enkel att använda och underlättar för brukare att förflyttas på ett säkert och bekvämt sätt. Mover är utrustad med en smal bottenram och dubbelhjul för enkel manövrering även på små utrymmen. Med en stabil ståplatta, bekväma sittedynor och ständig ögonkontakt med vårdgivaren kan brukaren alltid känna sig bekväm och trygg med Mover. Mover Aqua är designad för att också kunna användas i våtutrymmen/dusch. PU dynor och rostfria lösningar gör detta möjligt. Den nya designen underlättar också avtorkning/rengöring av produkten.



Tekniska Specifikationer

Art. Nr.	Produkt	Maxbrukarvikt	Bredd, yttermått	Bredd - insteg	Höjd	Längd	Sitthöjd	Vikt
53-301	Mover Aqua Överflyttningsplattform	180kg	63.5cm	38cm	107cm	94cm	83cm	28kg