

Linido

Ponte Giulio

Badkamerproducten





Inspirerend, stijlvol en vernieuwend.



De collectie van Ponte Giulio staat garant voor een comfortabele en veilige ervaring én straalt door de stijlvolle en strakke vormgeving puur Italiaans design uit. Door gebruik te maken van slimme oplossingen, zoals accessoires die vrijwel op elke beugel bevestigd kunnen worden, zijn de producten geschikt te maken voor elke ruimte en verschillende toepassingen. De Ponte Giulio collectie biedt een breed scala aan combinatiemogelijkheden waardoor de producten feilloos toepasbaar zijn in elke moderne badkamer of toilet.



Lindo




Individueel met karakter.

De Ponte Giulio collectie geeft u de mogelijkheid om uw badkamer of toilet in te richten met een ultieme mix van comfort en uitstraling zonder concessies.

Door gebruik te maken van de nieuwste veredelings technieken, is men in staat de producten naadloos te verenigen met uw design wensen. Door praktische elementen toe te voegen zoals een planchet of douche container, kan men eenvoudig een optimale omgeving creëren.

Wandbeugels


Standaardkleuren




Kleuren op aanvraag



Toiletsteunen



Douchezittingen





Elegant en functioneel design.



Wandbeugels

De Ponte Giulio collectie maakt het mogelijk om een veilige en comfortabele badkamer te ontwerpen met een moderne en elegante uitstraling. Door gebruikt te maken van de beste materialen en het slimste design zijn de wandbeugels niet alleen duurzaam en mooi, maar ook nog eens eenvoudig in onderhoud. Met een belastbaarheid van 150kg is de Ponte Giulio wandbeugel een stabiele grip in elke badkamer of toilet.












Wandbeugels horizontaal


| Breedte | Artikel nr. | | | | | | | | | | | | Afmetingen |
|----------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|
| 38,6 cm | G18UAS32 | D8 | DM | WE | G9 | N2 | P5 | R2 | E4 | E5 | E6 | E7 | [AxBxC] 386x82x32 mm |
| 48,6 cm | G18UAS33 | D8 | DM | WE | G9 | N2 | P5 | R2 | E4 | E5 | E6 | E7 | [AxBxC] 386x82x32 mm |
| 58,6 cm | G18UAS34 | D8 | DM | WE | G9 | N2 | P5 | R2 | E4 | E5 | E6 | E7 | [AxBxC] 386x82x32 mm |
| 68,6 cm | G18UAS35 | D8 | DM | WE | G9 | N2 | P5 | R2 | E4 | E5 | E6 | E7 | [AxBxC] 386x82x32 mm |
| 90,6 cm | G18UAS37 | D8 | DM | WE | G9 | N2 | P5 | R2 | E4 | E5 | E6 | E7 | [AxBxC] 386x82x32 mm |
| 100,6 cm | G18UAS38 | D8 | DM | WE | G9 | N2 | P5 | R2 | E4 | E5 | E6 | E7 | [AxBxC] 386x82x32 mm |
| 130,6 cm | G18UAS39 | D8 | DM | WE | G9 | N2 | P5 | R2 | E4 | E5 | E6 | E7 | [AxBxC] 386x82x32 mm |
| 175 cm | G18UAS40 | D8 | DM | WE | G9 | N2 | P5 | R2 | E4 | E5 | E6 | E7 | [AxBxC] 386x82x32 mm |










Overal een stabiele steun.


Wandbeugel verticale montage - 175 cm

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|--|-------------|-----------------------|
|  | G18UAS41 D8 | [AxBxC] 32x82x1750 mm |
|  | G18UAS41 DM | |
|  | G18UAS41 WE | |
|  | G18UAS41 G9 | |
|  | G18UAS41 N2 | |
|  | G18UAS41 P5 | |
|  | G18UAS41 R2 | |
|  | G18UAS41 E4 | |
|  | G18UAS41 E5 | |
|  | G18UAS41 E6 | |
|  | G18UAS41 E7 | |











Hoekwandbeugel - 80,3 cm

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|----------------------|
|  | G18UBS31 D8 | [AxBxC] 803x803x32mm |
|  | G18UBS31 DM | |
|  | G18UBS31 WE | |
|  | G18UBS31 G9 | |
|  | G18UBS31 N2 | |
|  | G18UBS31 P5 | |
|  | G18UBS31 R2 | |











Wandbeugel 90 graden - 40,3 cm - links

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|---------------------------------------|
|  | G18UBL34 D8 | [AxBxC] 406x82x403mm (greep links) |
|  | G18UBL34 DM | |
|  | G18UBL34 WE | |
|  | G18UBL34 G9 | |
|  | G18UBL34 N2 | |
|  | G18UBL34 P5 | |
|  | G18UBL34 R2 | |











Wandbeugel 90 graden - 40,3 cm - rechts

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|--|
|  | G18UBR34 D8 | [AxBxC] 406x82x403mm (greep rechts) |
|  | G18UBR34 DM | |
|  | G18UBR34 WE | |
|  | G18UBR34 G9 | |
|  | G18UBR34 N2 | |
|  | G18UBR34 P5 | |
|  | G18UBR34 R2 | |











Wandbeugel 90 graden - 60,3 cm - links

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|---------------------------------------|
|  | G18UBL35 D8 | [AxBxC] 406x82x603mm (greep links) |
|  | G18UBL35 DM | |
|  | G18UBL35 WE | |
|  | G18UBL35 G9 | |
|  | G18UBL35 N2 | |
|  | G18UBL35 P5 | |
|  | G18UBL35 R2 | |



Wandbeugel 90 graden - 60,3 cm - rechts

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|--|
|  | G18UBR35 D8 | [AxBxC] 406x82x603mm (greep rechts) |
|  | G18UBR35 DM | |
|  | G18UBR35 WE | |
|  | G18UBR35 G9 | |
|  | G18UBR35 N2 | |
|  | G18UBR35 P5 | |
|  | G18UBR35 R2 | |





Grip tijdens het douchen.



Glijstangset


Ook de glijstang zelf kan worden gebruikt om zich tijdens het douchen aan vast te houden. Zo heeft u tijdens het douchen altijd een solide houvast. U kunt de glijstangset eenvoudig uitbreiden met de container zodat alles binnen handbereik is.

Hoekwandbeugel met glijstangset

Doordat u zelf bepaalt waar de glijstang wordt gemonteerd, kunt u ook de inrichting zelf bepalen. De wandbeugel geeft aan beide zijde een horizontale steun zodat men onder de douche altijd grip heeft.


Glijstangset

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|----------------------|
| | G18UOS31 D8 | [AxBxC] 32x82x1256mm |
| | G18UOS31 DM | |
| | G18UOS31 WE | |
| | G18UOS31 G9 | |
| | G18UOS31 N2 | |
| | G18UOS31 P5 | |
| | G18UOS31 R2 | |



Wandbeugel 90 graden - 80,3 cm

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|------------------------|
| | G18UES30 D8 | [AxBxC] 803x803x1200mm |
| | G18UES30 DM | |
| | G18UES30 WE | |
| | G18UES30 G9 | |
| | G18UES30 N2 | |
| | G18UES30 P5 | |
| | G18UES30 R2 | |



Het complete plaatje.



Planchet

Het planchet is gemaakt van acrylsteen en kan op elke horizontale wandbeugel worden geplaatst. Het is gemakkelijk te verplaatsen en biedt een praktisch oppervlak voor de dagelijkse producten die men in een badkamer gebruikt. Het vereist geen bevestiging en kan geplaatst worden waar het u uitkomt.

Planchet voor horizontale wandbeugel

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|----------------------|
|  | F47ANM10 W3 | [LxBxH] 270x95x42 mm |




Ruimte voor inhoud.



Container

De stijlvolle container is gemaakt van polyurethaan wat het schoonmaken nog makkelijker maakt. De container kan eenvoudig geïnstalleerd worden op elke verticaal gemonteerde wandbeugel. Daarnaast bepaald u zelf hoe hoog de containers geplaatst worden.

Container voor verticale wandbeugel


| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|-----------------------|
|  | F47ANS01 WE | [LxBxH] 272x100x70 mm |
|  | F47ANS01 DD | [LxBxH] 272x100x70 mm |
|  | F47ANS01 PB | [LxBxH] 272x100x70 mm |



Linido




Container




Coral red



Hemp white



Graphite



Planchet


Alpine white





Wandbeugel

Horizontale of verticale montage




38,6 cm
48,6 cm
58,6 cm
68,6 cm
90,6 cm
100 cm

175,6 cm


175 cm

Standaardkleuren

Aubergine (P5)




Copper (R2)



Lime (G9)



Bright (N2)




Hemp white (WE)



Standaardkleuren op aanvraag


Satin bronze nickel (E7)



Dark satin bronze (E6)



Satin black nickel (E5)



Satin pink gold (E4)





Stijlvol combineren.



Toiletsteunen


Eindeloos combineren, dat is mogelijk met de toiletsteunen van Ponte Giulio. Bepaal zelf in welke van de standaard kleuren u de afdekkappen en armleuningen wilt hebben. De armlegger is niet alleen een mooie afwerking, maar geeft ook extra comfort doordat het oppervlakte warmer zachter aanvoelt.













Toiletsteun waar nodig

Door het slimme montage systeem is het monteren van de toiletsteunen een eenvoudige klus. Mocht de toiletsteun nu niet gebruikt worden dan kan deze simpel worden verwijderd van de montageplaat. Met een fraaie afdekkap wordt de montage afgedekt.



Toiletsteun, opklapbaar en afneembaar

| Breedte | Artikel nr. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Afmetingen |
|---------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|------------------------|
| 60 cm | G18JCS07 | WE | DD | PB | C1 | + | WE | DD | PB | C1 | [AxBxC] 100x600x120 mm |
| 70 cm | G18JCS08 | WE | DD | PB | C1 | + | WE | DD | PB | C1 | [AxBxC] 100x700x120 mm |
| 85 cm | G18JCS09 | WE | DD | PB | C1 | + | WE | DD | PB | C1 | [AxBxC] 100x850x120 mm |

Let op! Voor zowel de arm als de afdekkap kan een andere kleur gekozen worden. Vermeld artikelnr, kleurkeuze arm, kleurkeuze afdekkap.

Praktische accessoires.



Armlegger toiletsteun

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|----------------------|
|  | F18JMS01 WE | [LxBxH] 50x300x39 mm |
|  | F18JMS01 D4 | |



Afdekplaat toiletsteun

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|----------------------|
|  | F18JIS01 WE | [LxBxH] 92x20x125 mm |
|  | F18JIS01 D4 | |
|  | F18JIS01 PB | |
|  | F18JIS01 C1 | |




Toiletrolhouder toiletsteun

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|----------------------|
|  | F18AGS01N2 | [LxBxH] 25x160x63 mm |



Accessoires

De accessoires kunnen zowel afzonderlijk als samen worden gemonteerd.


Rolhouder

Chrome finish

Armlegger voor toiletsteun

White

Dark grey



Afdekplaat

De toiletsteun kan zonder specifiek gereedschap van de muurflens worden verwijderd en kan worden vervangen door een eenvoudige plaatafdekking.



Kleuren





Optimaal comfort tijdens het douchen.



Douchezittingen


Om veilig en comfortabel te genieten van een heerlijke douche, kunt u plaatsnemen op een douchezitje. Het geeft de rust en gelegenheid om de dagelijkse routine zelfstandig uit te voeren. Wanneer de douchezitting even niet nodig is, klapt u deze op tegen de muur waardoor er extra ruimte ontstaat.





Douchezitting

De douchezittingen zijn een essentieel onderdeel in doucheruimtes waar veiligheid een pre is. Door het goed de kleuren te combineren ontstaat contrast wat zeer waardevol is voor gebruikers met een visuele beperking. Ook bij de douchezittingen is de mogelijkheid om eenvoudig, zonder gereedschap, deze te verwijderen. Ideaal wanneer deze (tijdelijk) overbodig is bijvoorbeeld in (revalidatie) hotels.




Douchezitting, opklapbaar

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|------------------------|
| | G12JDS05 WE | [AxBxC] 425x460x100 mm |
| | G12JDS05 DD | |
| | G12JDS05 PB | |



Douchezitting opklapbaar, verwijderbaar

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|------------------------|
| | G12JDS08 WE | [AxBxC] 425x472x110 mm |
| | G12JDS08 DD | |
| | G12JDS08 PB | |



De G12JDS08 douchezitting heeft het unieke kenmerk dat de douchezitting verwijderd kan worden van de muur waar aan het is gemonteerd. Het systeem biedt het voordeel dat men ervoor kan kiezen om de douchezitting te plaatsen wanneer dit nodig of gewenst is.

Afdekplaat t.b.v. douchezitting opklapbaar

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|-----------------|
| | F18JIS02 | 326x20x106,5 mm |



Comfortabele accessoires.



Rugleuning voor douchezitting

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|--------------------|
|  | G12JDS06 WE | [LxBxH] 420x40x270 |
|  | G12JDS06 DD | |
|  | G12JDS06 PB | |



Rug- en armleggers voor douchezitting


| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|---------------------|
|  | G12JDS07 WE | [LxBxH] 600x259x270 |
|  | G12JDS07 DD | |
|  | G12JDS07 PB | |




Linido



Douchezitting




42x46x10 cm

150
Kg




Rugleuning voor
de douchezitting



42x4x27 cm

Rugleuning met armleggers
voor de douchezitting



60x26x27 cm



50
Kg



Kleuren



Hemp white



Coral red



Graphite




Ga hier maar even goed voor zitten.



Douchestoelen en krukken

Bepaal zelf waar u gaat zitten. Of dit nu onder de douche, voor de wastafel of in de slaapkamer is, overal is er plek voor u. Stel zelf frisse kleurcombinaties samen, zodat het onderdeel wordt van de inrichting. Door het robuuste design en duurzame materialen zijn de producten van Ponte Giulio geschikt voor intensief gebruik.



Stoel met rugleuning en armleggers

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|------------------------|
| | G12JDS04 WE | [LxBxH] 536x527x750 mm |
| | G12JDS04 DD | |
| | G12JDS04 PB | |
| + | framekleur | |
| | WE | |
| | G9 | |
| | N2 | |
| | R2 | |
| | C1 | |



Kruk

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|------------------------|
| | G12JDS02 WE | [AxBxC] 410x370x445 mm |
| | G12JDS02 DD | |
| | G12JDS02 PB | |
| + | framekleur | |
| | WE | |
| | G9 | |
| | N2 | |
| | R2 | |
| | C1 | |





Slim design.

Handig

De opening in de zitting van de stoel zorgt ervoor dat water snel afgevoerd kan worden bij gebruik onder de douche.



Duurzaam

Het frame van de krukken en stoelen is gemaakt van RVS, zodat ze ook in vochtige ruimtes gebruikt kunnen worden.



Veilig


De poten van de stoelen en krukken zijn voorzien van verstelbare antislipvoetjes.

Stijlvol en optimaal gebruiksgemak

Douchen staat centraal in onze dagelijkse routine. Alleen in de meeste gevallen zijn doucheruimtes glad en alles behalve veilig. Om hier toch veilig en ontspannen gebruik van te maken brengt een douchestoel of kruk een uitstekende ondersteuning.




Linido



Stoel met rugleuning
en arMLEuning.
Verstelbare poten.

42x53x73,5 cm



Kruk met verstelbare
poten.

42x35x44,5 cm

Meerdere kleurencombinaties
van de stoelen mogelijk.



Zitting kleuren



Hemp white



Coral red



Graphite

Frame kleuren



Aubergine (P5)



Copper (R2)



Lime (G9)



Bright (N2)



White (WE)





Compleet assortiment.

Kleding-/handdoekhaak*


| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|---|
|  | F18AKS02 WE | [AxBxC] 40x50x40mm |
|  | F18AKS02 G9 |  $\begin{matrix} A \\ C \\ B \end{matrix}$ |
|  | F18AKS02 P5 | |
|  | F18AKS02 R2 | |
|  | F18AKS02 N2 | |

*Eindkap is altijd chroom

Reserverolhouder*


| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|---|-------------|---|
|  | F18AGS03 WE | [AxBxC] 42x110x42 mm |
|  | F18AGS03 G9 |  $\begin{matrix} A \\ C \\ B \end{matrix}$ |
|  | F18AGS03 P5 | |
|  | F18AGS03 R2 | |
|  | F18AGS03 N2 | |

*Eindkap is altijd chroom




Hoek douchekorf

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|-----------------------|
| | F47ANS11 | [AxBxC] 190x190x75 mm |




Zeepdispenser 1,2 liter

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|------------------------|
| | F47ACS01 | [AxBxC] 70x87x237,5 mm |




Zeepdispenser 0,85 liter

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|------------------------|
| | F47ACS02 | [AxBxC] 55x72x211,5 mm |



Make-up spiegel


| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|---------------------------|
| | F47ATS14 | [AxBxC] 211x423/457x211mm |



Kantelbare spiegel

5 mm dik, met geïntegreerd LED-verlichtingssysteem en sensorschakelaar


| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|-----------------------|
| | F47JPS03 | [AxBxC] 660x76x765 mm |



Spiegel

5 mm dik, met geïntegreerd LED-verlichtingssysteem en sensorschakelaar

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|-----------------------|
| | F47ATS18 | [AxBxC] 660x30x950 mm |



Spiegel


5 mm dik, met geïntegreerd LED-verlichtingssysteem en sensorschakelaar

| Kleur | Artikel nr. | Afmetingen |
|-------|-------------|------------------------|
| | F47ATS19 | [AxBxC] 1100x30x950 mm |



Toiletsignalering

| Soort | Artikel nr. | Afmetingen |
|--------------|-------------|----------------------|
| Man | N41KSS01 | [AxBxC] 40x110x40 mm |
| Vrouw | N41KSS02 | |
| Mindervalide | N41KSS03 | |
| Commode | N41KSS04 | |
| Unisex | N41KSS05 | |





Moving Health Forward

Direct Healthcare Group BV

Weteringweg 5-9
2641 KM Pijnacker
Tel: +31 (0)15 369 54 40
www.dhg-healthcare.com
info.nl@directhealthcaregroup.com