

Eva450EE

SystemRoMedic

SWL 205 kg



Stærk, sikker og let at manøvrere
– med elektrisk benspredning

Eva450EE er en alsidig mobil personløfter til alle løftesituationer og til brugere, som vejer op til 205 kg. Sammen med Direct Healthcare Groups enkle og funktionelle SystemRoMedic™ løftetilbehør er Eva450EE den rette løsning til løft i forbindelse med forflytning til og fra gulv, stol eller seng samt til horisontale løft og til gangtræning.




**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

Eva450EE

- Stærk og stabil, SWL 205 kg
- Aluminium giver lav vægt – enkel at manøvrere
- Masten er justerbar i tre højder – stort løfteinterval
- Skubbehåndtag med justerbar højde – behagelige og ergonomiske arbejdsstillinger
- Stabilit løfteåg i aluminium og med sikre afkrogningsbeskyttelser
- Løfteåg i standardbredde – passer til de fleste brugere og løftesituationer
- Indkapslede dobbelthjul – ruller let, lette at vedligeholde
- Elektrisk benspredning
- Elektrisk nødstop placeret lettilgængeligt på styreboksen
- Elektrisk og manuel nødsænkning
- Batteri med høj kapacitet og lang levetid
- Oplades med adapter – kun svagstrøm (24V) ind til løfteren
- Quick guide til liften
- Masser af tilbehør til sikre, enkle og individuelt tilpassede løft af brugere



Ergonomisk og let anvendelig håndbetjening med 4 knapper.

Ny styreboks med diagnostik til f.eks. udregning af løft og indikation af overbelastning.

PRODUKTSPECIFIKATION

Eva450EE _____ Art. nr. 60100002

Mobil løfter med elektrisk benspredning, komplet med løfteåg, SlingBar M og håndbetjening.

TEKNISK INFORMATION

Safe working load (SWL) _____ 205 kg /450 lbs
Materiale _____ Aluminium
Total højde _____ 1330-2020 mm
Benlængde _____ 1300 mm
Bredde understel, udvendige mål _____ 685-980 mm
Bredde understel, indvendige mål _____ 585-880 mm
Benspredning _____ Elektrisk
Total vægt _____ 34 kg
Hjul, diameter _____ 100 mm
Løfteinterval _____ 500-1790 mm
Løfthastighed, uden belastning _____ 34 mm/s
Nødsænkning _____ Manuell og elektrisk
Batterikapacitet _____ 2,9 Ah
Materiale, løfteåg _____ Aluminium
Løfteåg, bredde _____ 450 mm
Beskyttelsesklasse _____ IPX4

CE Eva450EE opfylder kravene til klasse 1-produkter i det Medicintekniske Direktiv (MDD93/42/EEG).

TILBEHØR

For at skabe optimale løsninger til brugere med forskellige behov kan Eva450EE anvendes i kombination med løftesøjle og meget andet smart og funktionelt løfte-tilbehør i Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™ løftesortiment.

Art. nr.	Produkt navn	Beskrivelse
80100010	AmbulationArm	Armstøtte, til alle modeller og varianter af Eva mobile løftere
70200001	SlingBar S	Toppunktsåg i aluminium, 35 cm
70200003	SlingBar L	Toppunktsåg i aluminium, 60 cm
70200042	SlingBarSpreader M	Sideåg til SlingBar S/M/L
70200006	StretcherBar	Til horisontale løft
70200017	Sling bar RFL X4	Firepunktsåg i stål
70100002	Charder MHS2500	Vægt, SWL 300 kg
70100003	Charder MHS2500	Vægt, SWL 400 kg
70200101	QuickLink	Til enkel udskiftning af løfteåg
70200089	Hand control HB33-6	6 knapper, med service- og batteristatus samt indikation af overbelastning

Flere modeller og varianter af Eva mobile løftere

Eva mobile løftere findes i flere modeller og varianter med forskellig løftekapacitet samt med elektrisk benspredning. Eva findes også i specialversioner med lave ben til brug med lavere senge.

Art. nr.	Produkt navn	Beskrivelse
60100001	Eva400EE	Mobil løfter med elektrisk benspredning, SWL 180 kg
60100006	Eva450EE	Mobil løfter med elektrisk benspredning, lave ben, SWL 205 kg
60100003	Eva600EE	Mobil løfter med elektrisk benspredning, SWL 270 kg
60100010	Eva600EE	Mobil løfter med elektrisk benspredning, lave ben, SWL 270 kg

Se gerne www.directhealthcaregroup.com for mere information.

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ er en helhedsløsning til enkle forflytninger. I konceptet indgår fire produktområder, som tilgodeser de aller fleste behov i forskellige forflytningssituationer.

Forflytning, mellem to Enheder. **Positionering**, inden for samme Enhed. **Støtte**, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Bredgade 45, DK-7400 Herning
T +45 70 22 43 41
www.directhealthcaregroup.com
info.dk@directhealthcaregroup.com