

# Eva600EE, med lave ben

SystemRoMedic

SWL 270 kg



Stærk, sikker og let at manøvrere  
– med elektrisk benspredning og lave ben

Eva600EE er en alsidig mobil personløfter til alle løftesituationer, specielt til tunge brugere, som vejer op til 270 kg. Sammen med Direct Healthcare Groups enkle og funktionelle SystemRoMedic™ løftetilbehør er Eva600EE den rette løsning til løft i forbindelse med forflytning til og fra gulv, stol eller seng samt til horisontale løft og til gangtræning. Denne variant af Eva600EE har lave ben og er specielt velegnet til brug ved lave senge.




**Direct Healthcare  
Group**

Advancing Movement & Health®

# Eva600EE, med lave ben

- Ekstra stærk og stabil, SWL 270 kg
- Aluminium giver lav vægt – enkel at manøvrere
- Masten er justerbar i tre højder – stort løfteinterval
- Skubbehåndtag med justerbar højde – behagelige og ergonomiske arbejdsstillinger
- Stabilt løfteåg i aluminium og med sikre afkrogningsbeskyttelser
- Det bredere løfteåg giver et mere åbent løftesejl – velegnet til store brugere
- Specialversion med lave ben til brug med lave senge
- Elektrisk benspredning
- Indkapslede dobbelthjul – ruller let, lette at vedligeholde
- Dobbelt forhjul med en diameter på 35 mm
- Elektrisk nødstop placeret lettilgængeligt på styreboksen
- Elektrisk og manuel nødsænkning
- Batteri med høj kapacitet og lang levetid
- Indbygget opladning
- Quick guide til liften
- Masser af tilbehør til sikre, enkle og individuelt tilpassede løft af brugere



## PRODUKTSPECIFIKATION

Eva600EE \_\_\_\_\_ Art. nr. 60100010

Mobil løfter med elektrisk benspredning og lave ben, komplet med løfteåg, SlingBar L og håndbetjening.

## TEKNISK INFORMATION

Safe working load (SWL) \_\_\_\_\_ 270 kg  
Materiale \_\_\_\_\_ Aluminium  
Total højde \_\_\_\_\_ 1330-2020 mm  
Benlængde \_\_\_\_\_ 1400 mm  
Bredde understel, udvendige mål \_\_\_\_\_ 750-1150 mm  
Bredde understel, indvendige mål \_\_\_\_\_ 670-1180 mm  
Benspredning \_\_\_\_\_ Elektrisk  
Total vægt \_\_\_\_\_ 39 kg  
Hjul bagtil, diameter \_\_\_\_\_ 100 mm  
Hjul fortil, diameter \_\_\_\_\_ 2 x 35 mm  
Løfteinterval \_\_\_\_\_ 500-1810 mm  
Løfthastighed, uden belastning \_\_\_\_\_ 34 mm/s  
Nødsænkning \_\_\_\_\_ Manuell og elektrisk  
Batterikapacitet \_\_\_\_\_ 2,9 Ah  
Materiale, løfteåg \_\_\_\_\_ Aluminium  
Løfteåg, bredde \_\_\_\_\_ 600 mm  
Beskyttelsesklasse \_\_\_\_\_ IPX4

**CE** Eva600EE opfylder kravene til klasse 1-produkter i det Medicintekniske Direktiv (MDD93/42/EEG).

### Flere modeller og varianter af Eva mobile løftere

Eva mobile løftere findes i flere modeller og varianter med forskellig løftekapacitet samt med elektrisk benspredning. Eva findes også i specialversioner med lave ben til brug med lavere senge.

Art. nr.	Produkt navn	Beskrivelse
60100001	Eva400EE	Mobil løfter med elektrisk benspredning, SWL 180 kg
61000002	Eva450EE	Mobil løfter med elektrisk benspredning, SWL 205 kg
60100006	Eva450EE	Mobil løfter med elektrisk benspredning, lave ben, SWL 205 kg
60100003	Eva600EE	Mobil løfter med elektrisk benspredning, SWL 270 kg

Se gerne [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) for mere information.

## TILBEHØR

For at skabe optimale løsninger til brugere med forskellige behov kan Eva600EE anvendes i kombination med løftesejl og meget andet smart og funktionelt løfte-tilbehør i Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™ løftesortiment.

Art. nr.	Produkt navn	Beskrivelse
80100010	AmbulationArm	Armstøtte, til alle modeller og varianter af Eva mobile løftere
70200001	SlingBar S	Toppunktsåg i aluminium, 35 cm
70200002	SlingBar M	Toppunktsåg i aluminium, 45 cm
70200042	SlingBarSpreader M	Sideåg til SlingBar S/M/L
70200006	StretcherBar	Til horisontale løft
70200017	Sling bar RFL X4	Firepunktsåg i stål
70100002	Charder MHS2500	Vægt, SWL 300 kg
70100003	Charder MHS2500	Vægt, SWL 400 kg
70200101	QuickLink	Til enkel udskiftning af løfteåg
70200089	Hand control HB33-6	6 knapper, med service- og batteristatus samt indikation af

## SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ er en helhedsløsning til enkle forflytninger. I konceptet indgår fire produktområder, som tilgodeser de allerfleste behov i forskellige forflytningssituationer.

**Forflytning**, mellem to Enheder. **Positionering**, inden for samme Enhed. **Støtte**, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.

# Direct Healthcare Group

## Advancing Movement & Health®

Bredgade 45, DK-7400 Herning  
T +45 70 22 43 41  
[www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)  
[info.dk@directhealthcaregroup.com](mailto:info.dk@directhealthcaregroup.com)