



QUATTRO[®] plus

Tekniske specifikationer

STRØMENHED

Bredde	346 mm
Højde	258 mm
Dybde	156 mm
Vægt	4,0 kg
Cyklustid	16 minutter

MADRAS

Længde*	1950 mm
Bredde*	880 mm
Tykkelse	180 mm
Vægt	9,4 kg
Indvendige konstruktionsmaterialer	PU luftceller
Betrækmateriale	PU-behandlet stretchnylon
Antal celler	30
Maks. brugervægt	200 kg / 31 stone
Min. brugervægt	Ingen

*UK standardstørrelse

Madrasystemet **Quattro[®] Plus** er egnet til alle typer patienter, fordi det kombinerer en aktiv 1-til-4 cellecyklus med TISSUEgard, Ortho-Differential Support samt et multistretch-betræk. Dette giver trykaflastning til patienten og forebygger dermed risikoen for eller håndterer eksisterende tryksår.

Den aktive 1-til-4 cellecyklus giver med sine grupper på tre oppustede celler en konstant støtte til 75 % af patientens krop, samtidig med at luften i tilstrækkelig høj grad lukkes ud af gruppens fjerde celle, til at trykket bliver fordelt, og blodgennemstrømningen i vævet fremmes. Yderligere fordele ved 1-til-4 systemet kan omfatte øget komfort for patienten samt mindre fornemmelse af underlagets bevægelser.

TISSUEgard™ muliggør delvis nedsynkning og omslutning af patienten ned i støttefladen og reducerer dermed såvel trykket på patientens hud som trykforskellen mellem de oppustede og de tømte celler. Dette medvirker til reduktion af friktionen mod huden.

Ortho-Differential Support gør madrassens ydre kanter fastere, hvilket letter forflytning af patienten og giver ekstra støtte, samtidig med at det midterste område er blødere.