

### ReadySlide

ReadySlide er et forflytningshjælpemiddel, der er anvendelig til alle former for forflytning, hvor der er et ønske om at reducere friktionen under kroppens tyngdepunkter. ReadySlide er uden polstring, med meget lav friktion på indersiden og med en overflade belagt med polyurethan, der virker stabiliserende under brug. Det rørformede design sikrer et konstant dobbelt lag glid, og det er netop anvendelsen af dobbeltlag, der mindsker friktionen maksimalt. ReadySlide er både nem at placere og fjerne igen, og skal som udgangspunkt altid fjernes efter anvendelse.

Unikke  
glideegenskaber  
ULF

ReadySlide findes i forskellige størrelser. Og afhængig af størrelse fås de både med og uden håndtag

ReadySlide er særlig anvendelig i forbindelse med rehabilitering, og skåner samtidig plejepersonalet for unødigt belastning

ReadySlide nedsætter friktionen mellem bruger og underlag, og nedsætter dermed risikoen for u hensigtsmæssige vævsbelastninger

ReadySlide fås i flere forskellige størrelser



ReadySlide er udviklet med en unik høj glideevne, ULC - Ultra Low Friction

#### Tekniske specifikationer

Model:	ReadySlide
Max brugervægt:	300 kg
Materiale	Nylon og polyurethan

ReadySlide fås i flere forskellige størrelser, fra 70 x 70 cm til 195 x 90 cm