

Rullstolsvåg

Art 53-750, Art 53-751

Healthweigh® rullstolsvåg är utrustad med breda ramper som gör det lätt att komma upp på vågen. Avancerad teknik för rörelsekompensation förhindrar ofrivilliga rörelser under vägningen och säkerställer att viktresultatet blir exakt. Rullstolsvågen kan fås med en eller två breda ramper och är utrustad med **Healthweigh®** titanindikator.

Funktioner

- Teknik för rörelsekompensation
- BMI-funktion
- Tare/Zero/Hold/Print/kg/lb
- Bläddra upp/ned
- 5-siffrig LCD-skärm (positiv FSTN), teckenhöjd 1,8 cm
- Automatisk omvägning
- Uppgraderingsbar programvara
- Portar: RS232 och USB
- Tillval: Bluetooth

Ström

- Ineffekt 230 V / 120 V, uteffekt DC 9 V
- Automatisk avstängning
- 6 x 1,5 AA batterier
- Laddningsbart batteri (endast klass III)
- Indikator för låg batterinivå

Tekniska data

Kapacitet	300 kg / 660 lb (klass III)
Gradindelning	0,1 kg / 0,2 lb
Total vikt	
53-750	29 kg / 63,9 lb
53-751	33 kg / 72,7 lb
Mått	1050 x 1000 x 82 mm
53-750	41,5" x 40" x 3,2"
53-751	1250 x 1000 x 82 mm
	49,2" x 40" x 3,2"
Plattans mått	750 x 800 x 60 mm
	29,5" x 31,5" x 2,3"

Class III EMR
READY



53-750 med en bred ramp



53-751 med två breda ramper



SHEKEL All the weigh!



SHEKEL
All the **weigh!**

SHEKEL HEALTHWEIGH® Förenar smarta våglösningar med avancerad kommunikationsteknik

Shekel Scales grundades för 40 år sedan och är nu världsledande inom avancerad digital vågteknik.

Shekel erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa digitala vågar för sjukvård och gym. Alla modeller i **Healthweigh®**-utbudet har en unik innovativ design och har utvecklats och tillverkats utifrån höga professionella standarder. Alla vågar kan anslutas till elektroniska system så att viktinformationen kan överföras direkt till patientjournalerna.

- **Healthweigh®** patientvågar är ett tillförlitligt vägningssystem för vårdcentraler, kliniker, sjukhus, gym och hemmabruk.
- **Healthweigh®** vågar för specialbehov kan användas inom många olika medicinska sektorer. Dessa modeller är mycket användarvänliga, bekväma, lättanvända och – viktigast av allt – helt säkra.
- **Healthweigh®** baby- och neonatalvågar är ergonomiskt utformade för nyfödda och lite större bebisar.

Healthweigh® digitalvågar med inbyggd programvara fungerar som datainsamlingsensorer. Vi samlar in och behandlar känsliga data och överför dem sedan till informationsdatabasen. Framtidens medicinteknik är här – effektiv och korrekt dataöverföring. Automatisk överföring av data förhindrar felaktigheter som kan uppstå när information anges manuellt och sparar framförallt tid och pengar.

Smartare design. Kompromisslös korrekthet.



Distribueras av



WE DO BETTER.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftetele
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION