

# Rullstolsvåg med handtag

Art 53-740, Art 53-741

**Healthweigh®** rullstolsvåg uppfyller kraven från både patienter och vårdare. Vågen är lätt att komma upp på tack vare de extra breda sidoramperna. Avancerad teknik för rörelsekompensation förhindrar ofrivilliga rörelser under vägningen och säkerställer att viktresultatet blir exakt.

Vikten för rullstolen kan dras av med den manuella/automatiska tarafunktionen.

## Funktioner

- Teknik för rörelsekompensation
- BMI-funktion
- Tare/Zero/Hold/Print/kg/lb
- Bläddra upp/ned
- 5-siffrig LCD-skärm (positiv FSTN), teckenhöjd 1,8 cm
- Automatisk omvägning
- Uppgraderingsbar programvara
- Portar: RS232 och USB
- Tillval: Bluetooth
- Hopvikt, redan monterad

## Ström

- Ineffekt 230 V / 120 V, uteffekt DC 9 V
- Automatisk avstängning
- 6 x 1,5 AA batterier
- Laddningsbart batteri (endast klass III)
- Indikator för låg batterinivå

## Tekniska data

Kapacitet	300 kg / 660 lb (klass III)
Gradindelning	0,1 kg / 0,2 lb
Total vikt	
53-740	33 kg / 72,7 lb
53-741	37 kg / 81,5 lb
Mått	1050 x 1000 x 1150 mm
53-740	41,5" x 40" x 44,5"
53-741	1250 x 1000 x 1150 mm
	49,2" x 40" x 44,5"

Class III EMR  
READY



53-740 med en bred ramp



53-741 med två breda ramper



Vågen är enkel att fälla upp och fälla ihop, och kan förflyttas med de två robusta hjulen.



**SHEKEL** All the weigh!



**SHEKEL**  
All the **weigh!**

## SHEKEL HEALTHWEIGH®

Förenar smarta våglösningar  
med avancerad kommunikationsteknik

Shekel Scales grundades för 40 år sedan och är nu världsledande inom avancerad digital vågteknik.

Shekel erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa digitala vågar för sjukvård och gym. Alla modeller i **Healthweigh®**-utbudet har en unik innovativ design och har utvecklats och tillverkats utifrån höga professionella standarder. Alla vågar kan anslutas till elektroniska system så att viktinformationen kan överföras direkt till patientjournalerna.

- **Healthweigh®** patientvågar är ett tillförlitligt vägningssystem för vårdcentraler, kliniker, sjukhus, gym och hemmabruk.
- **Healthweigh®** vågar för specialbehov kan användas inom många olika medicinska sektorer. Dessa modeller är mycket användarvänliga, bekväma, lättanvända och – viktigast av allt – helt säkra.
- **Healthweigh®** baby- och neonatalvågar är ergonomiskt utformade för nyfödda och lite större bebisar.

**Healthweigh®** digitalvågar med inbyggd programvara fungerar som datainsamlingsensorer. Vi samlar in och behandlar känsliga data och överför dem sedan till informationsdatabasen. Framtidens medicinteknik är här – effektiv och korrekt dataöverföring. Automatisk överföring av data förhindrar felaktigheter som kan uppstå när information anges manuellt och sparar framförallt tid och pengar.

## Smartare design. Kompromisslös korrekthet.



Distribueras av



**WE DO BETTER.**

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00  
Gate Rehab Development AB  
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftetele  
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION