

 **Dyna-Form®**  
**Static Air HZ**

**Dyna-Form® Static Air HZ** - Eine neue Generation von statischen Stützunterlagen, die in Zusammenarbeit mit dem Welsh Wound Innovation Centre entwickelt wurde.

Dyna-Form Static Air HZ ist ein Matratzensersatzsystem, das die Vorteile einer effektiven Luftverdrängungstechnologie mit den Vorteilen moderner Schäume zu einem neuen Standard für innovative Dekubitusprävention und -pflege kombiniert. Eine neue und einzigartige luftunterstützte intelligente Fersenzone ein und besonders ausgebildeter U-Kern entlasten effektiv den Druck auf den besonders gefährdeten Fersenbereich. Dyna-Form Static Air HZ ist speziell für Patienten entworfen worden, die als „**sehr hohes Risiko**“ für Dekubitusentwicklung eingestuft sind.

Dabei wird die Patienten-Compliance durch den hohen Komfort verbessert. Da das System keine angetriebene Pumpe erfordert, ist es ideal im Pflegebereich und in der Palliativpflege, während die klinischen Vorteile und die Benutzerfreundlichkeit es ebenso für die Krankenstation geeignet machen. Die Kombination von Luft-/Schaumzellen und Luftzellen in der einzigartigen druckentlastenden Fersenzone und ein patentiertes Ventilsystem Reactive Airflow System (RAS™) erlauben der Technologie, sich an das Körpergewicht des Patienten und an Bewegungen anzupassen.

Druckaufzeichnungsanalyse der Dyna-Form Static Air HZ sind 20% besser als eine Hochleistungs-Schaummatratze und die Matratze hat ein höheres Maximalgewicht von bis zu 254 kg. Alle Einzelteile sind austauschbar und ersetzbar, was die Produktlebensdauer maximiert und die Nutzung der dynamischen Matratze reduziert und eine sehr kostengünstige Lösung für Dekubituspflege bietet. Der Dartex™-Stoff, ein Dampfdurchlässiger Multi-Stretch-Stoff hat mit Hochfrequenz geschweißte Nähte und eine Reißverschlussabdeckung und erfüllt die strengsten Richtlinien zur Infektionskontrolle.

**Technische Daten**

<b>Produktcode</b>	<b>MAT/STAT/HZ/198/88/15</b>
<b>Risikokategorie</b>	Sehr hohes Risiko
<b>Gewichtsbeschränkung</b>	Kein Mindestgewicht. Produkt ausgelegt für 254 kg Kapazität
<b>Garantie</b>	5 Jahre
<b>Größe</b>	198 cm (Länge) x 88 cm (Breite) x 15 cm (Höhe) – Individuelle Größen auf Anfrage erhältlich
<b>Produktgewicht</b>	10kg
<b>Flammschutz</b>	BS7177; 2008 (Crib 5 Verbund)
<b>Mit Hypochlorit-Lösung verträglich</b>	1000 ppm verdünnt oder 0,1 % (oder in Verbindung mit örtlichen Richtlinien zur Infektionskontrolle zu verwenden)

**Infektionskontrolle/mit Hypochlorit-Lösung verträglich**

Matratzenschoner mit einer entsprechend verdünnten Hypochlorit-Lösung und warmen Wasser abwischen.

