



Static Air HZ

Static Air HZ EVAQ

Static Air HZ är en ersättningsmadrass som kombinerar fördelarna med en effektiv luftalternerande teknologi och det bästa av modernt skum, för att skapa en ny standard genom innovativ trycksårsprevention och behandling. Static Air HZ består av flertalet zoner med olika sorters celler av luft och skum. Detta systemet anpassar sig efter brukarens vikt och läge, för att ständigt skapa en optimal tryckavlastning.

Static Air HZ har ett elastiskt rött överdrag med droppkant. Den kan även levereras med ett blått evakueringsöverdrag, då kallad Static Air HZ EVAQ.

Static Air HZ

Static Air HZ EVAQ

En ny generation tryckavlastande madrasser utvecklade tillsammans med the Welsh Wound Innovation Centre i Storbritannien.

Static Air HZ är en ersättningsmadrass som kombinerar fördelarna med en effektiv luft-alternerande teknologi och det bästa av modernt skum för att skapa en ny standard genom innovativ trycksårsprevention och behandling. En ny och unik "luftburen" intelligent hälzon med specialdesignad u-form, reducerar effektivt trycket mot det extra utsatta hälpartiet.

Static Air HZ har en hög komfort och pumplös konstruktion vilket gör den optimal för sjukvården och den palliativa vården, samtidigt som de kliniska fördelarna och den enkla användningen gör den användbar för akutmottagningar.

Genom att förena luft och skum med luftceller i den unika lågtryckszonen för hälna, möjliggör det patenterade ventilsystemet Reactive Airflow System (RAS™) justeringar utifrån patientens kroppsvikt och rörelser.

Vid mätningar har Static Air HZ uppvisat upp till 20% lägre tryck än en madrass av högdensitets-skum och har en maxvikt för brukare på 254 kg. Samtliga komponenter är standardiserade och utbytbara, vilket maximerar produktens livslängd, minskar användningen av dynamiska madrasser och erbjuder en kostnadseffektiv lösning vid trycksårsbehandling.

Dartex™-överdragen i multi-stretch-material andas och har HF-svetsade sömmar och droppkant vid blixtlåset, vilket uppfyller de strikta reglerna för infektionskontroll.

Tekniska specifikationer

Sårkategori	3
Brukarvikt	0-254 kg
Mått	Bredd: 80/90/105/120 cm Längd: 200/210 cm Höjd 15 cm
Produktvikt	Ca. 10 kg (vid 90 cm)
Brandhärdighet	SS8760001
Färg	Static Air HZ: Röd Static Air HZ EVAQ: Blå
Garanti	5 år

