


Vårdtagarens namn:	_____
Personnummer:	_____
Brukarvikt:	_____ Kg
Utprovad av:	_____
Datum:	_____
Telefon:	_____



ClassicHighBackSling ger brukaren en bra sittställning och trygghetskänsla. Den är utformad för att lämnas kvar i stolen efter förflyttning vilket innebär att det är en lyftsele som man sitter på. Den ger stöd hela vägen från knäveckan och upp över huvudet. ClassicHighBackSling är utformad för att tillgodose de vanligaste lyftsituationerna som från säng till rullstol etc.



Kontroll av funktion

Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Vilken storlek används?

X-Small Small Medium Large X-Large

Vilket material används?

Polyesternät

Tillbehör:

Anpassningsband SupportStraps

Vilken lyftbygel används?

Instruktioner för användning

Får lyftselen lämnas kvar i rullstolen under brukaren?

 Ja Nej

Kan lyftselen användas vid toalettbesök?

 Ja Nej

Kan lyftselen användas vid duschsituation?

 Ja Nej

Öglealternativ/anpassningsband: _____

Har den personal som använder hjälpmedlet:

Läst bruksanvisningen:

 Ja Nej

Fått praktisk instruktion i förflyttning av vårdtagaren:

 Ja Nej

Information lämnad till: _____

Instruktioner till personalen:

Tex. Hög grinden på den sida ni vänder mot. Placering av huvud/ armar/ händer? Placering av ben/ fötter? Använd sängens funktioner.

Antal medhjälpare: _____

Instruktioner till vårdtagaren:

Tex. På vilket sätt kan vårdtagaren vara aktiv? Vilka instruktioner används?

Övrigt:

Vid förändringar eller frågor kontakta utprovaren!

Manualer och instruktioner om funktionstest finns på Direct Healthcare Groups hemsida www.directhealthcaregroup.com

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200
info.se@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com