

ThoraxSling


SystemRoMedic™

Utprovningsprotokoll

Max: 300 kg,
disposable 200 kg

Vårdtagarens namn:	_____
Personnummer:	_____
Brukarvikt:	_____ Kg
Utprovad av:	_____
Datum:	_____
Telefon:	_____

Vilken modell används?



ThoraxSling är en upprensingsväst till MiniLift som är lätt att applicera för medhjälparen samtidigt som den ger brukaren trygghetskänsla. Den är utformad för att tillgodose behov av stöd och trygghet vid upprensning samt för att underlätta toalettbesök. ThoraxSling finns i två modeller, en som ger stöd bakom ryggen och en som även ger stöd under stussen. ThoraxSling with seat support finns även i disposablematerial.



Kontroll av funktion

Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Vilken storlek används?

Small Medium Large X-Large XX-Large

Vilket material används?


Polyester Disposable

Tillbehör:

CalfStrap SlingBarWrap MiniLift

Vilka öglealternativ används: _____

Vilken längd på lyftarmen används: _____ cm



Vilken höjd på knästöden används: _____ cm



Direct Healthcare
Group

Advancing Movement & Health

Instruktioner för användning

Får uppresningsvästen lämnas kvar i rullstolen bakom brukaren?

Ja Nej

Kan uppresningsvästen användas vid toalettbesök?

Ja Nej

Ska armstödshållaren användas?

Höger Vänster

Har den personal som använder hjälpmedlet:

Läst bruksanvisningen:

Ja Nej

Fått praktisk instruktion i förflyttning av vårdtagaren:

Ja Nej

Information lämnad till: _____

Instruktioner till personalen:

Tex. Placering av huvud/ armar/ händer? Placering av ben/ fötter? Använd sängens/rullstolens funktioner.

Antal medhjälpare: _____

Instruktioner till vårdtagaren:

Tex. På vilket sätt kan vårdtagaren vara aktiv? Vilka instruktioner används?

Övrigt:

Vid förändringar eller frågor kontakta utprovaren!

Manualer och instruktioner om funktionstest finns på Direct Healthcare Groups hemsida www.directhealthcaregroup.com

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200
info.se@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com