

WendyDrive

WendyDrive er en mobilift med intuitiv køremotor. WendyDrive har indbyggede sensorer, der registrerer personalets berøringer i forhold til skub og træk i mobiliften. Den intuitive køremotor overtager automatisk manøvreringen af mobiliften, og reducerer dermed risikoen for arbejdsskader og letter samtidig arbejdsbyrden for personalet i forbindelse med forflytninger med mobilift.

Mobilift med intuitiv køremotor

Et **FLEKSIBELT OPHÆNG** til løfteåget, sikrer en nem placering i kørestol/seng

2-PUNKTS LØFTEBØJLE

ELEKTRISK BENSPEED sikrer nem tilpasning til f.eks. køre- og bade/toiletstole

LAVE BEN med ekstra beskyttelse

Den **ROTTERENDE LØFTEARM** gør det muligt at løfte op fra gulv

Aftageligt **LETVÆGTS BATTERI** der er kraftfuldt med lang levetid

SENSORER på mobiliftens håndtag, reducerer de fysiske belastninger der opstår ved træk og skub i mobiliften.

ERGO-FEEDBACK advarer personalet, når de bruger for mange kræfter til at skubbe eller trække i mobiliften

INTUITIV KØREMOTOR nedsætter belastningen for personalet



Tekniske specifikationer

Model	WendyDrive Art. Nr.: 11000730
Maks. brugervægt	230 kg.
Egenvægt	80 kg
Maks. udvendig bredde - lukkede ben	67,8 cm
Maks. indvendig bredde - åbne ben	117,3 cm
Løfteinterval	73 cm - 2,045 m
Vendediameter	149,2 cm
Længde på basen	135,7 cm