

WendyDrive

WendyDrive er en mobillift med intuitiv køremotor. WendyDrive har indbyggede sensorer, der registrerer personalets berøringer i forhold til skub og træk i mobilliften. Den intuitive køremotor overtager automatisk manøvreringen af mobilliften, og reducerer dermed risikoen for arbejdsskader og letter samtidig arbejdsbyrden for personalet i forbindelse med forflytninger med mobillift.

Mobillift med intuitiv køremotor

Et **FLEKSIBELT OPHÆNG** til løfteåget, sikrer en nem placering i kørestol/seng

2-PUNKTS LØFTEBØJLE

ELEKTRISK BENSPRED sikrer nem tilpasning til f.eks. køre- og bade/toiletstole

LAVE BEN med ekstra beskyttelse

Den **ROTTERENDE LØFTEARM** gør det muligt at løfte op fra gulv

Aftageligt **LETVÆGTS BATTERI** der er kraftfuldt med lang levetid

SENSORER på mobilliftens håndtag, reducerer de fysiske belastninger der opstår ved træk og skub i mobilliften.

ERGO-FEEDBACK advarer personalet, når de bruger for mange kræfter til at skubbe eller trække i mobilliften

INTUITIV KØREMOTOR nedsætter belastningen for personalet



Tekniske specifikationer

Model	WendyDrive Art. Nr.: 11000730
Maks. brugervægt	230 kg.
Egenvægt	00 cm
Maks. udvendig bredde - lukkede ben	67,8 cm
Maks. indvendig bredde - åbne ben	117,3 cm
Løfteinterval	204,5 m - 07,30 m
Vendediameter	149,2 cm
Længde på basen	135,7 cm