

### WendyLett2Way

WendyLett2Way er et glidestykke, som anvendes sammen med WendyLett glidelagen. WendyLett2Way anvendes ved forflytninger sideværts i sengen. WendyLett glidelagen placeres med den glatte flade i midten af sengen og med WendyLett2Way ovenpå. WendyLett2Way anvendes til brugere, der har behov for nedsat friktion i forbindelse med vending i seng. Når brugeren er vendt, kan WendyLett2Way bremses ved at WendyLett2Way stoppes ind under madrassen i begge sider af sengen.

Skånsom for bruger og personale

WendyLett2Way fås i 2 forskellige bredder; 180 cm og 200 cm

WendyLett2Way fås med glid i 3 forskellige længder; 90 cm, 100 cm og 140 cm

WendyLett2Way er i neutrale farver og i et hudvenligt og komfortabelt materiale

WendyLett2Way glidestykke er i en hvid farve med grå striber. Striperne angiver glideretningen

#### Tekniske specifikationer

Model:	WendyLett2way Glidestykke
Max brugervægt:	300 kg.
Materiale:	Polyester, bomuld og satin

WendyLett2Way glidestykke fås i flere forskellige størrelser