


WendyLett

WendyLett er et glidelagen velegnet til brugere, der har svært ved at vende sig i sengen. WendyLett har et glat midterstykke af satin, der nedsætter friktionen og gør dermed vending i seng nemmere for brugeren. Stoffet langs kanten på WendyLett sikrer, at brugeren sidder stabilt på sengenkanten og at dynen ikke glider ud over kanten af sengen. WendyLett placeres i sengen som et almindeligt lagen.

WendyLett med elastikbånd lægges på sengen som et almindeligt lagen og trækkes fast omkring madrassen med elastikbåndet. WendyLett kan med fordel kombineres med WendyLett 2Way eller 4Way og pudebetrækket WendyLean.

Diskret glidelagen



Tekniske specifikationer

Model:	WendyLett
Max brugervægt:	300 kg
Materiale:	Polyester, bomuld og satin

WendyLett glidelagen fåes i flere forskellige mål og passer til senge med en bredde fra 80 cm til 140 cm