

EasyGlide Glideskinne



1. Gjør overflytting fra rullestol til bilsete enklere
2. Finnes i forskjellige størrelser
3. Enkel å bringe med seg



EasyGlide Glideskinne



EasyGlide - glideskinne

EasyGlide er en liten, men genial oppfinnelse. Den hjelper til ved forflytninger fra rullestol til seng, toalett, bilsete og mange andre steder hvor det er ønskelig å sette seg ned.

Den er spesielt egnet for å utjevne høydeforskjeller eller å bygge bro mellom korte avstander.

EasyGlide er bøyelig og smart å plassere foran rullestolens hjul for å unngå friksjon og som skjerming mot støv og smuss.

Med den glatte overflaten er det lett å forflytte seg og den doble antisklitapen på undersiden gjør at den ikke glir ved forflytninger.

Den er lett og praktisk å ta med seg og finnes i forskjellige størrelser.

De lange modellene egner seg godt til forflytninger mellom rullestol og bil og de kortere til toalettbesøk.

Varenr

05020
05050
05060
05070

HMSnr

043189
045761
069642
153286

Varebeskrivelse

EasyGlide 60x33x0,5 cm, 3-delt
EasyGlide 75x33x0,6 cm, 3-delt
EasyGlide 60x25x0,5 cm
EasyGlide 45x20x0,5 cm



handicare

Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss
Telefon 03250

www.handicare.no