

FEAL Kjøreramper



1. Leveres som 2-delt eller 3-delt
3-delt betyr lavere lastehøyde
2. Testet for 400kg belastning
3. Overflate som forhindrer at man sklir på rampen
4. Overflaten tillater snø, skitt og vann å renne gjennom og ned på bakken



FEAL

Kjøreramper



FEAL kjøramerper

FEAL-ramper har en unik overflatebehandling som gir en sikker og rask inn- og utlasting i kjøretøyet.

Rampene er sikret i kjøretøyet med gulvfeste og stropper i kjøretøyets D-stolper.

FEAL-ramper er lette å ta ut av, og sette inn i kjøretøyet ved hjelp av hurtigkoblinger.

Pga. rampens perforerte overflate, beholdes muligheten til å se ut av bakvinduet på kjøretøyet.

FEAL-ramper er testet for en belastning på 400kg.

Varenr	HMSnr	Varebeskrivelse
A.100565	023665	BGR 19, 182x82cm, lastehøyde 102cm
A.101055	197806	BGR 21, 202x82cm, lastehøyde 112cm
A.101056	197807	BGR 23, 225x82cm, lastehøyde 122cm
A.100845	023671	BGR 27, 262x82cm, lastehøyde 142cm
A.100005	023666	BGR 19-3, 171x80cm, lastehøyde 67cm
A.100006	023669	BGR 25-3, 235x80cm, lastehøyde 92cm
A.100886	023670	BGR 27-3, 265x80cm, lastehøyde 102cm
A.100887	023672	BGR 33-3, 325x80cm, lastehøyde 122cm
A.102791	133569	BGR 37-3, 365x80cm, lastehøyde 135cm



Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss
Telefon 03250
www.handicare.no