

HandiSecure

Rullestol-/passasjerfester

Punktinnfesting

Kit HS02



Kit HS02-A



Kit HS02-S



1. Brukes i HandiSecure™ punktfester
2. Testet etter ISO 10542
3. Testet med rullestolvekt 100 kg.



HandiSecure

Rullestol-/passasjerfester

Punktinnfesting

HM.HS-0301



HandiSecure - WTORS

WTORS – Wheelchair tiedown and occupant-restraint systems.

HandiSecure™ tilbyr alle løsninger mht. transport av rullestol og rullestolpassasjer. HandiSecure™ er testet etter ISO 10542, men har øket rullestolvekten til 100kg.

HandiSecure™ HS02/HS02-A/HS02-S monteres i HandiFloor punktfestesystem.

HandiFloor gulvfester er inkludert i settene.

Rullene er automatiske og selvstrammende.

HandiSecure™ med punktinnfestinger tilbyr en stor fleksibilitet når det gjelder innfesting og plassering av rullestol og passasjer i rullestolen, i kjøretøyet.

Varenr

HMSnr

Varebeskrivelse

HS02	153551	4 pkt. rullestolfeste 2 fremre aut. rulle+ 2 bakre aut. rulle
HS02-A	169678	4 pkt. rullestolfeste + 3 pkt. m/rulle 2 fremre aut. rulle+ 2 bakre aut. rulle 3 pkt. aut. rulle
HS02-S	169679	4 pkt. rullestolfeste + 3 pkt. statisk 2 fremre aut. rulle+ 2 bakre aut. rulle 3 pkt. statisk
HM.HS-0301	209678	HandiSecure gulvfeste



handicare

Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss
Telefon 03250

www.handicare.no