

IN8011

Lastestropfer

801133HC



801132HC



5253



IN8011

Lastestropper



IN8011 - lastestropper

Handicare lastestropp 801132HC har krok i hver ende og stramming med minilås. Stroppen har en lengde på 130cm og maks strekkraft på 500kg.

Handicare lastestropp 801133HC har krok i hver ende og stramming med jekkestrammer. Stroppen har en lengde på 130cm og maks strekkraft på 1000kg.

Disse stropene kombineres med 4 stk Handicare festekopp 5253.

Må ikke brukes til løft.

Varenr

IN8011

HMSnr

169680

Varebeskrivelse

Komplett 4 pkt. stroppesett med gulvfester
2 stk. 801132HC
2 stk. 801133HC
4 stk. 5253



Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss
Telefon 03250
www.handicare.no