

Baksenket Peugeot Partner K.3342



1. Smidig bil med plass til rullestol
2. 4 passasjerer + 1 passasjer i rullestol
3. Kan leveres med motorisert rampe og bakluke
4. ISO 10542



Baksenket Peugeot Partner K.3342



Baksenket Peugeot Partner

Baksenket Peugeot Partner med bakluke, rampe og el. nedtrekk av bakvogn. Dette muliggjør transport av for eksempel rullestol samtidig som 4 seteplasser opprettholdes.

Det kan leveres 2 enkle seter på 2. rad. Disse kan festes med hurtigkobling, og kan da tas ut ved behov.

Rullestolplass har 4 pkt. rullestolinnfesting og 3 pkt innfesting for passasjer i rullestol. Innfestinger er testet iht. ISO 10542. Bilen har da 5 sitteplasser.

Innkjøringshøyde	144cm
Interiørhøyde	148cm
Lengde senket gulv	148cm
Bredde senket gulv	85cm
Bredde rampe	83cm

Varenr	HMSnr.	Varebeskrivelse
K.3342	197924	Baksenket Peugeot Partner



Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss
Telefon 03250
www.handicare.no