

Handi AXS Steps

Universalt elektrisk stigtrinn



1. Moderne design, stabil konstruksjon og lang levetid.
2. Testet ved 10.000 sykluser med belastning 100kg.
3. Beskyttelse IP65.
4. Plassbesparende slidefunksjon



Handi AXS Steps

Universalt elektrisk stigtrinn



Handi AXS Steps Universalt elektrisk stigtrinn

Handi AXS Steps letter innstigningen til kjøretøyet og kan monteres utvendig ved fordør, skyvedør eller bakdør.

Den sklisikre overflaten på plattformen gir foten et godt sted å trå.

Sidene er kledd med beskyttende plastikk paneler, og toppen er dekket av en anodisert overflate som sikrer et pent utseende i lang tid.

Det kan monteres LED-lys på stigtrinnet, for å bedre sikten når det er mørkt.

Varenr.	HMSnr.
HM.S1530101	169728

S1540101	197952
----------	--------

Varebeskrivelse

Handi AXS Step 600
Elektrisk slide 300mmx600mm
Handi AXS Step 900
Elektrisk slide 300mmx900mm



Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss
Telefon 03250
www.handicare.no