

Paravan sving/løfte sete UH130/UH131



1. Plassbesparende svingsete hvor kun seteputen svinger
2. Kan også leveres med løftefunksjon på setepute



Paravan sving/løfte sete UH130/UH131



Paravan sving/løfte sete

Spesialsete med høy komfort og gode justeringsmuligheter.

Helpolstret nakkepute med høydejustering og tilt.

Ryggvinkeljustering på begge sider.

Fremvipp av rygg på begge sider.

Flat sittepute med slett underlag for enkel montering.

Setet kan leveres med en rekke elektriske funksjoner, feks: sete/ryggvarme, ryggjustering, korsryggstøtte osv.

Kan levers med armstøtter.

Sving og løft på setepute gjør bruk av dette setet på førerplass enklere enn om setet satt på en svingskive.

Varenr.

UH130

UH131

HMSnr.

200217

200218

Varebeskrivelse

Paravan spesialsete med sving på setepute

Paravan spesialsete med sving og løft på setepute



handicare

Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss
Telefon 03250
www.handicare.no