

Personløfter CARINA 350 EE/EM



Den mobile løfteren Carina350EM/EE er utviklet for å dekke de fleste personløfterbehov. Bruksområdet for personløfteren er løft fra sittende eller liggende posisjon. Carina350EM/EE er sammenleggbar og dermed enkel å transportere og oppbevare. Carina350EM har manuell justering av beinbredden, mens på Carina350EE er dette elektrisk.



CARINA 350 EE/EM



En fleksibel løsning for de fleste løftebehov

Carina350 er en sammenleggbar, mobil personløfter som er tilpasset for sikre og enkle løft av brukere som veier opp til 165 kg. Carina350 leveres med manuell eller elektrisk benspredning. Carina350 tilbyr en unik kombinasjon av funksjon, prestanda, økonomi og kvalitet. Carina350 leveres komplett og klar til bruk.

Enkelhet og ergonomi for medhjelperen

Carina350 har i standardversjon 75 mm lettrullende hjul foran og bak samt lås på de bakre hjulene. Det justerbare kjørehåndtaket sikrer god ergonomi for medhjelper. Håndkontrollen har tydelig merkede knapper for heving og senking, samt benspredning for Carina350EE.

Fleksibel

Carina350 har yttermål som er tilpasset bruk i situasjoner og lokaler med begrenset plass. Til tross for det nette formatet tilbyr Carina350 en høy løftehøyde for en sammenleggbar løfter, hele 1.650 med mer. Det totale løfteområdet er også ivaretatt slik at Carina350 klarer løft fra gulv, seng og stol.

TEKNISK INFORMASJON

Materiale:	Pulverlakkert stål
Høyde, nedfelt:	370 mm
Benbredde, nedfelt:	645 mm
Høyde, oppfelt:	1265 mm
Benlengde, totalt:	1110 mm
Benbredde, yttermål:	645-1060 mm
Benbredde, innermål:	550-980 mm
Benspredning, Carina350EM:	Manuell
Benspredning, Carina350EE:	Elektrisk
Vekt, med batteri, Carina350EM:	34,5 kg
Vekt, med batteri, Carina350EE:	36 kg
Safe working load:	165 kg
Kjørehåndtak, justerbar høyde:	1020-1120 mm
Løftehøyde, min-maks:	550-1650 mm
Løftehastighet, uten last:	23 mm/s
Løftehastighet, med last:	21 mm/s
Nødsenking:	Manuell och elektrisk
Hjulstørrelse:	Ø 75 mm
Batterikapacitet:	2 x 12V 2,9 Ah
IP-klasse:	IPX4
Løftebøyle, materiale:	Pulverlakkert stål
Lyftbygel, bredd:	45 mm

Hovedprodukt

Varenummer

Carina350EM mobil løfter med mekanisk benspredning	60600011
Carina350EE mobil løfter med elektrisk benspredning	60600001



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no