

Seng

QVINTETT H4BL



Seng Qvintett H4BL er utstyrt med aktiv, dynamisk rygg som bidrar til å eliminere skyveeffekten på huden. Sengens fleksibilitet kombinert med et bredt tilbehørsprogram, gir brukeren mulighet til et aktivt liv, samtidig som personalet får et effektivt arbeidsteknisk hjelpemiddel.

Seng Qvintett H4BL er produsert i Sverige etter standardene ISO9001 og ISO14001.



QVINTETT H4BL

Funksjon

Seng Qvintett H4BL er elektrisk regulerbar i høyde. Sengeløfter og sengebunn deles enkelt uten verktøy. Foruten plan stilling kan sengebunnen, trinnløst og individuelt, stilles inn med elektriske motorer etter figurene under. Samtlige innstillinger utføres med sengens håndkontroll.



Liggeflate

Sengens liggeflate består av fjærende spiler i laminat (6 lag) med folieoverflate. Laminatspilene er hengt opp i fjærende gummihylser.

Maks. last (SWL)

Sengeløfter og sengebunn, inkl. sengeramme, kan belastes med maks. 235 kg (hvorav personvekt på 200 kg).

Hjultype

Qvintett H4BL leveres standard med sentralt låsbare hjul på 10 cm. Hjulene triller lett og et av hjulene kan retningssperres. Sentrallåsen betjenes fra siden av sengens fotende.

Elektronikk og motorer

Qvintett A4BL drives av et lavvoltssystem på 24V. Motorene har innebygde grenseverdier for skånsom start og stopp, beskyttelsesklasse IP 66.

Elektronikkenheten inneholder en innebygd transformator 220V/24V, samt elektronisk beskyttelse mot overlast, beskyttelsesklasse IP 66.

Ryggmotoren er kun skyvende for å eliminere klemfare under ryggstøtten.

Rengjøring

Samtlige overflater kan rengjøres med normale rengjørings- og desinfiseringsmidler.



1. Individuelt regulerbare funksjoner 2. Aktiv, dynamisk rygg med tilbakeføring av ryggstøtte 3. Sitteposisjon med fotdel under horisontallinjen 4. Fotdel med høyt leie.

SPESIFIKASJONER

Maks brukervekt	200 kg
SWL (Safety Working Load)	235 kg
Innermål, bredde	80/90 cm
Innermål, lengde	206/226 cm
Ytermål, bredde	92/102 cm
Ytermål, lengde	239 cm
Hjuldiameter, standard	100 mm
Låsing av hjul	Sentrallåst
Overflatebehandling	Sengens metalldele er pulverlakkerte
Lydnivå	47 dB

SENGBUNN

4-delt	
Ryggdel	77 cm
Setedel	20 cm
Lårdel	37 cm
Fotdel	56 cm

MADRASSMÅL

Anbefalt madrassmål	75/85x200/220 cm
---------------------	------------------

VEKTER

Sengeløfter	43 kg
Sengebunn (ekskl. lår- og fotdel)	46 kg
Lår- og fotdel	6 kg
Totalvekt	99 kg

ARBEIDSSOMRÅDE (mål uten madrass)

Laveste nivå	33 cm
Høyeste nivå	82 cm
Frigang under løfter	ca. 17 cm

Kan også leveres med avtagbare gavler.



CE-merket og godkjent ihht. sengenorm EN 60601-2-52



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no