



# Dyna-Pad<sup>TM</sup> Mattress Overlay

Die **Dyna-Pad Matratzenauflage** wurde für Benutzer entwickelt, die als „**Risiko**“ für Dekubitusentwicklung eingestuft sind. „**Dyna-Pad**“ wurde entwickelt, mit jeder Standardmatratze verwendet zu werden, und seine Designqualität besteht aus einem speziellen CMHR Schaumoberfläche im „Kronenschnitt“ komplett mit einem genähten dampfdurchlässigen Multi-Stretch-Bezug und einer rutschfesten Unterlage.

## Ausstattungsmerkmale Benefits

1a	1b	Schaum im Kronenschnitt (mit Ablaufrinne)	1a kleinere Kronenzellen für Fersen und 1b größere Zellen für das Kreuzbein
2		Dampfdurchlässiger Multi-Stretch-Stoff (mit einem Fungizid imprägniert)	Reduziert Scher- und Reibungskräfte bei Unterstützung von Infektionskontrollstrategien
3		Genähter oder geschweißter Bezug (Anmerkung: Für die Option geschweißter Bezug wird ein kleiner Preisaufschlag erhoben.)	Verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und unterstützt den Dekontaminationsprozess (bis zu 95 °C waschbar)
4		Rutschfeste Unterlage (Anmerkung: mit Preisaufschlag)	Verhindert ein Verrutschen auf dem Matratzenersatz und gewährleistet Patientensicherheit
5		Voll austauschbare Teile	Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

## Technische Daten

<b>Produktcode</b>	<b>OLAY/PAD/198/88/9</b>
<b>Risikokategorie</b>	Risiko
<b>Gewichtsbeschränkung</b>	165 kg
<b>Garantie</b>	2 Jahre Schaum/2 Jahre Bezug
<b>Größe</b>	198 cm (Länge) x 88 cm (Breite) x 9 cm (Höhe)
<b>Schaumdichte</b>	34–36kg/m <sup>3</sup> Nennhärte – 125 Newton
<b>Ermüdungsklasse</b>	Sehr stark
<b>Flammschutz</b>	BS7177; 2008 (Crib-5-Verbund)
<b>Produktgewicht</b>	6 kg
<b>Mit Hypochlorit-Lösung verträglich</b>	1000 ppm verdünnt oder 0,1% (oder in Verbindung mit örtlichen Richtlinien zur Infektionskontrolle zu verwenden)