



Dyna-Pad[™] Mattress Overlay

Dyna-Pad Mattress Overlay ha sido creado para usuarios considerados **“En riesgo”** de desarrollar úlceras por presión. Para usar de conjunto con cualquier colchón estándar, **‘Dyna-Pad’** consta de un diseño de calidad de una superficie de espuma CMHR con cortes almenados, rematada con una cubierta elastizada permeable al vapor y una base antideslizante. Este producto es ideal para hogares de amparo.

Características

- ①a ①b Espuma almenada CMHR (con cortes en forma de lagrimales)
- ② Tela permeable al vapor, elastizada, impregnada con un agente fungicida
- ③ Cubierta cosida o soldada (Nota: la cubierta soldada supone un pequeño costo adicional)
- ④ Base antideslizante (Nota: supone un costo adicional)
- ⑤ Piezas totalmente reemplazables

Beneficios

- Celdas **1a** almenadas más pequeñas para los talones y celdas **1b** mayores para el sacro
- Reduce las fuerzas de corte y fricción, al tiempo que ayuda a implementar las normas de control de infecciones
- Previene la entrada de fluidos y ayuda a los procesos de descontaminación (se puede lavar a 95 °C)
- Previene derrames sobre el colchón auxiliar, lo que garantiza la seguridad del paciente
- Garantiza una buena relación calidad/precio

Especificaciones técnicas

Código del producto	OLAY/PAD/198/88/9
Categoría de riesgo	En riesgo
Límite de peso	165 kg
Garantía	Espuma 2 años / cubierta 2 años*
Dimensiones	(Largo) 198 cm x (ancho) 88 cm x (altura) 9 cm
Densidad de la espuma	34 – 36 kg / m ³ Dureza nominal – 125 N,
Clase de fatiga	Muy elevada
Resistencia al fuego	BS7177; 2008 (Crib 5)
Peso del producto	6kg
Compatible con solución de hipoclorito	1.000 ppm diluidas o 0,1 % (o para usar según las normas locales de control de infecciones)