



Das **Dyna-Tek Owl**-Kissen ist ein einzigartig gestaltetes Haltungssmanagement-Produkt, das mit seinen konturierte Design in „Eulenform“ hervorragende Druckentlastung bietet. Dieses Produkt ist speziell für den Benutzer entwickelt die als „**Hohes Risiko**“ für Dekubitusentwicklung eingestuft sind, mit Rücksicht auf Aspekte der Beckenstellung und anderen wichtigen Bereichen. Dieses Produkt wurde vor allem entwickelt, um die Sitzbeinhöcker in seiner kreisförmigen Oberfläche aufzunehmen, und verteilt das Gewicht des Patienten gleichermäßig in Bereichen, die oft anfälliger für Hautschäden sind. Das **Dyna-Tek Owl** bietet die ultimative Kombination von Druckentlastung und Patientenkomfort.

Ausstattungsmerkmale Vorteile

- | | | |
|---|---|---|
| ① | Einzigartige Oberflächengestaltung in „Eulenform“ | Bietet außergewöhnliche Beckenstabilität und Sitzbeinunterstützung |
| ② | Profilschaumoberfläche | Bietet hervorragende Druckverteilung und überragenden Patientenkomfort |
| ③ | Höchstqualitativer CMHR-Schaum | Verhindert das Absinken des Patienten und erleichtert den Patiententransfer |
| ④ | Dampfdurchlässiger Multi-Stretch-Bezug (mit einem Fungizid imprägniert) | Reduziert Scher- und Reibungskräfte bei Unterstützung von Infektionskontrollstrategien (kann bei bis zu 95 °C gewaschen werden) |
| ⑤ | Rutschfeste Unterlage | Unterstützt Umlagerungs- und Bearbeitungsprozeduren und bietet ultimative Sicherheit der Patienten |
| ⑥ | Erhältlich mit Kompensator gegen Durchhängen | Für Rollstuhlfahrer geeignet |

Technische Daten

Produktcode	CUSH/OWL/46/43/7.5
Risikokategorie	Hohes Risiko
Gewichtsbeschränkung	152 kg
Garantie	2 Jahre
Größe	46 cm (Länge) x 43 cm (Breite) x 7,5 cm (Höhe) Variable Größen auf Anfrage
Schaumdichte	CMHR-Unterlage: 38-40kg/m ³ nominale Härte - 200 Newton
Ermüdungsklasse	Schwer
Flammschutz	BS7176; 2007
Gewicht	1,3 kg
Mit Hypochlorit-Lösungsverträglich	1000 ppm verdünnt oder 0,1% (oder in Verbindung mit örtlichen Richtlinien zur Infektionskontrolle zu verwenden)