



Dyna-Tek™ Posture Visco

Design-Patentangemeldet

Das **Dyna-Tek Posture Visco**-Kissen wurde entwickelt, um die Körperhaltung zu verbessern, während es gleichzeitig hervorragende Druckentlastungseigenschaften bietet. Dieses Produkt ist speziell für den Benutzer entwickelt die als „**Hohes Risiko**“ für Dekubitusentwicklung eingestuft sind. Auch zu Hause in einem Rollstuhl, in einem Pflege- oder Homecare-Umfeld bietet **Dyna-Tek Posture Visco** die ultimative Kombination von Druckstellenpflege und Patientenkomfort.

Ausstattungsmerkmale Vorteile

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Einzigartig geformtes Design mit „Sitzbeinhöckerausbuchtung“ | Bietet außergewöhnliches Haltungs-Management |
| 2 | Visko-elastische Schaumoberfläche | Bietet hervorragende Druckverteilung und überragenden Patientenkomfort |
| 3 | Höchstqualitativer CMHR-Schaum | Verhindert das Absinken des Patienten und erleichtert den Patiententransfer |
| 4 | Dampfdurchlässiger Multi-Stretch-Bezug (mit einem Fungizid imprägniert) | Reduziert Scher- und Reibungskräfte bei Unterstützung von Infektionskontrollstrategien (kann bei bis zu 95 °C gewaschen werden) |
| 5 | Rutschfeste Unterlage | Unterstützt Umlagerungs- und Bearbeitungsprozeduren und bietet ultimative Sicherheit der Patienten |
| 6 | Voll austauschbare Teile | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |

Technische Daten

Produktcode	CUSH/PV/46/46/7.5
Risikokategorie	Hohes Risiko
Gewichtsbeschränkung	152 kg
Garantie	2 Jahre
Größe	46 cm (Länge) x 46 cm (Breite) x 7,5 cm (Höhe) Variable Größen auf Anfrage
Schaumdichte	CMHR-Unterlage: 38-40kg/m ³ nominale Härte - 200 Newton
Ermüdungsklasse	Schwer
Flammschutz	BS7176; 2007
Gewicht	1,3 kg
Mit Hypochlorit-Lösungsverträglich	1000 ppm verdünnt oder 0,1% (oder in Verbindung mit örtlichen Richtlinien zur Infektionskontrolle zu verwenden)